



open  
®  
сnpoшmo

DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18  
82399 Raisting, Germany  
Telefon +49 (0) 88 07 92 28-0  
Fax +49 (0) 88 07 92 28-22  
info@darco.de | www.darco.de

Made in China

USA / GB Indications
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Lesions on the medial MTP I joint, on the lateral MTP V joint and the entire dorsal and plantar forefoot</li> <li>&gt; for postoperative care</li> <li>&gt; for wound care</li> <li>&gt; arthritis</li> </ul> <p><b>Contraindications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; open fractures</li> </ul>

Technical data
<p><b>5 sizes:</b> XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)</p> <p><b>Colour:</b> Black</p> <p><b>Material:</b> Outsole: EVA Insole: EVA Upper material: Foam polyester mesh Inner lining: Brushed polyester Hook and loop fasteners: Nylon Hook and loop straps: Polyamide</p> <p><b>Maintenance:</b> The product does not require maintenance.</p>

Design features
<p>The upper material is made of breathable nylon mesh that can be stretched and adjusted lengthways and sideways. The outsole is made of shock-absorbing EVA and a joint pad that is positioned distally enabling easier roll-over. The base of the shoe is reinforced throughout. The option of completely opening the shoe, an adjustable closure, a variety of fastening options in the forefoot area and a removable sole allow individual adjustment.</p>

Cleaning instructions
<p><b>Hand wash:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; If the shoe is slightly soiled, you can wipe it with a damp cloth or clean it with a soft brush.</li> <li>&gt; Do not dry the shoe in a dryer or on a radiator. Leave it to dry at room temperature.</li> </ul>

PT Indicações
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Lesões mediais na articulação metatarsofalângica I, laterais na articulação metatarsofalângica V, bem como em toda a área dorsal e plantar do antepé</li> <li>&gt; Para tratamento pós-operatório</li> <li>&gt; Para o tratamento de feridas</li> <li>&gt; Artrite</li> </ul> <p><b>Contraindicações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fraturas expostas</li> </ul>

Dados técnicos
<p><b>5 tamanhos:</b> XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)</p> <p><b>Cor:</b> Preto</p> <p><b>Material:</b> Sola exterior: EVA Sola interior: EVA Material da superfície: Foam Polyester Mesh Forro: Brushed Polyester Fechos aderentes: nylon Tiras aderentes: poliamida</p> <p><b>Manutenção:</b> O produto dispensa manutenção.</p>

Características de fabrico
<p>O material da superfície é constituído por um tecido de nylon respirável, que pode ser alongado e trabalhado nos planos longitudinal e transversal. A sola exterior é de EVA com efeito amortecedor ao choque e dispõe de um arco que assenta atrás, o que facilita o descalçar. O fundo do sapato dispõe de um reforço contínuo. A possibilidade de abertura completa, um fecho regulável, diversas possibilidades de fecho na região do antepé e uma palmilha permitem o ajuste individual.</p>

Indicações de limpeza
<p><b>Lavagem à mão:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Se o sapato estiver apenas um pouco sujo pode ser limpo com um pano húmido ou uma escova macia.</li> <li>&gt; Não seque o sapato no secador nem em cima do aquecimento. Deixe-o secar à temperatura ambiente.</li> </ul>

DE Indikationen
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Läsionen medial am MTP I Gelenk, lateral am MTP V Gelenk sowie des gesamten dorsalen und plantaren Vorfußbereichs</li> <li>&gt; zur postoperativen Versorgung</li> <li>&gt; zur Wundversorgung</li> <li>&gt; Arthritis</li> </ul> <p><b>Kontraindikationen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; offene Frakturen</li> </ul>

Technische Daten
<p><b>5 Größen:</b> XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)</p> <p><b>Farbe:</b> Schwarz</p> <p><b>Material:</b> Außensohle: EVA Innensohle: EVA Obermaterial: Foam Polyester Mesh Innenfutter: Brushed Polyester Klettverschlüsse: Nylon Klettbinden: Polyamid</p> <p><b>Wartung:</b> Das Produkt ist wartungsfrei.</p>

Konstruktionsmerkmale
<p>Das Obermaterial besteht aus einem atmungsaktiven Nylongewebe, das sich in Längs- und Querrichtung dehnen und bearbeiten lässt. Die Laufsohle ist aus EVA mit stoßdämpfender Wirkung und einer rückverlagerten Ballenrolle, welche das Abrollen erleichtert. Der Schuhboden ist durchgehend versteift. Die komplette Öffnungsmöglichkeit, ein regulierbarer Verschluss, verschiedene Verschlussmöglichkeiten im Vorfußbereich und eine herausnehmbare Sohle ermöglichen eine individuelle Anpassung.</p>

Reinigungshinweis
<p><b>Handwäsche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bei leichter Verschmutzung des Schuhs kann dieser mit einem feuchten Lappen abgewischt oder mit einer weichen Bürste gereinigt werden.</li> <li>&gt; Trocknen Sie den Schuh nicht im Trockner und nicht auf der Heizung. Lassen Sie diesen bei Raumtemperatur trocknen.</li> </ul>

NL Indicaties
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Mediale laesies van het MTP I-gewricht, laterale laesies van het MTP V-gewricht en laesies van het volledige dorsale en plantaire gedeelte van de voorvoet</li> <li>&gt; als postoperatieve voorziening</li> <li>&gt; als voorziening voor wondverzorging</li> <li>&gt; bij artritis</li> </ul> <p><b>Contra-indicaties:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; open fracturen</li> </ul>

Technische gegevens
<p><b>5 maten:</b> XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)</p> <p><b>Kleur:</b> Zwart</p> <p><b>Materiaal:</b> Ydersål: Ethylen-Vinyl-Acetate (EVA) Binnenzool: EVA Bovendeel: mesh van polyesterschuim Binnenvoering: geborsteld polyester Klittenbandsluitingen: nylon Klittenbanden: polyamide</p> <p><b>Onderhoud:</b> Dit product heeft geen onderhoud nodig.</p>

Constructiekenmerken
<p>Het bovendeel bestaat uit een ademend weefsel van nylon dat zowel in de lengte als in de breedte rekbaar is en bewerkt kan worden. De loopzool is gemaakt van EVA met schokdempend effect en een naar achteren geplaatste balrol, die het afrollen van de voet vergemakkelijkt. De bodem van de schoen is geheel verstijfd. Door de mogelijkheid om de schoen geheel te openen, een aanpasbare afsluiting, verschillende afsluimogelijkheden in het gebied van de voorvoet, en een uitneembare zool is een individuele aanpassing mogelijk.</p>

Wasinstructies
<p><b>Handwas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bij lichte vervuiling van de schoen kan deze met een vochtig doekje worden afgeveegd of met een zachte borstel worden gereinigd.</li> <li>&gt; Droog de schoen niet in de droger en ook niet op de verwarming. Laat hem drogen op kamertemperatuur.</li> </ul>

ES Indicaciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Lesiones localizadas medial a la articulación MTF I, lateral a la articulación MTF V y en toda la zona dorsal y plantar del antepié</li> <li>&gt; para el tratamiento postquirúrgico</li> <li>&gt; para el tratamiento de las úlceras</li> <li>&gt; Artritis</li> </ul> <p><b>Contraindicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fracturas abiertas</li> </ul>

Datos técnicos
<p><b>5 tallas:</b> XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)</p> <p><b>Color:</b> Negro</p> <p><b>Material:</b> Suela exterior EVA Plantilla interior: Goma EVA Revestimiento: Malla de espuma de poliéster Forro interior: Poliéster cepillado Cierres de gancho y bucle: nailon Cintas con cierre de gancho y bucle: poliamida</p> <p><b>Mantenimiento:</b> Este producto no necesita ningún tipo de cuidado.</p>

Características del diseño
<p>El material de revestimiento está fabricado en tejido de nailon transpirable que se puede estirar en dirección longitudinal y transversal. La suela exterior es de EVA con efecto amortiguador y tiene un rodillo retrasado en la zona metatarsal, que facilita la flexión plantar del pie. La suela interior del zapato presenta una rigidez continua. La posibilidad de apertura completa, un cierre regulable, las diferentes opciones de cierre en la zona del antepié, y la plantilla extraíble permiten adaptar individualmente el zapato.</p>

Instrucciones de limpieza
<p><b>Lavar a mano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; En caso de que el zapato se ensucie ligeramente, puede limpiarse con un paño húmedo o lavarse con un cepillo suave.</li> <li>&gt; No seque el zapato en la secadora ni lo ponga sobre la calefacción. Déjelo secar a temperatura ambiente.</li> </ul>

DK Indikationer
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Læsioner medialt på MTP I-led, lateralt på MTP-V led samt på hele det dorsale og plantare forfodsområdet</li> <li>&gt; til postoperativ behandling</li> <li>&gt; til sårbehandling</li> <li>&gt; arthritis</li> </ul> <p><b>Kontraindikationer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; åbne frakturer</li> </ul>

Tekniske data
<p><b>5 størrelser:</b> XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)</p> <p><b>Farve:</b> Sort</p> <p><b>Material:</b> Ydersål: Ethylen-Vinyl-Acetate (EVA) Indersål: Ethylen-Vinyl-Acetate (EVA) Ydermateriale: Foam Polyester Mesh Indvendigt for: Brushed polyester Burrebånd: Nylon Burrebånd: Polyamid</p> <p><b>Pleje:</b> Produktet er vedligeholdelsesfrit.</p>

Konstruktionsegenskaber
<p>Ydermateriale består af et åndingsaktivt nylonmateriale, som kan udvides og tilpasses både i længde- og tværgående retning. Løbesålen er fremstillet af EVA med støddæmpende effekt og med en fodballerulle, som gør selve afrollingen lettere. Skoen bund er gennemgående forstærket. En individuel tilpasning er mulig, da bandageskoen kan åbnes fuldstændigt, har en regulérbar lukkemekanisme, forskellige lukkemuligheder i forfodsområdet og en sål, der kan tages ud.</p>

Rengøringsvejledning
<p><b>Håndvask:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ved mindre urenheder på skoen kan den aftørres med en fugtig klud eller rengøres med en blød børste.</li> <li>&gt; Skoen må ikke tørres i tumbleren og heller ikke på varmeapparatet. Lad skoen lufttørre ved stuetemperatur.</li> </ul>

FR Indications
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Lésions médiales à l'articulation MTP I, latérales à l'articulation MTP V ainsi que sur toute la zone dorsale et plantaire de l'avant-pied</li> <li>&gt; soins postopératoires</li> <li>&gt; décharge de la pression</li> <li>&gt; Arthrite</li> </ul> <p><b>Contre-indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fractures ouvertes</li> </ul>

Données techniques
<p><b>5 tailles :</b> XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)</p> <p><b>Couleur :</b> Noir</p> <p><b>Matériau :</b> Semelle extérieure : EVA Semelle intérieure : EVA Matériau extérieur : maille en mousse polyester Doublure intérieure : polyester brossé Fermetures auto-agrippantes : nylon Bandes auto-agrippantes : polyamide</p> <p><b>Entretien :</b> Le produit ne nécessite pas d'entretien.</p>

Caractéristiques de fabrication
<p>Le matériau extérieur est en tissu de nylon respirant qui peut s'étirer et se traiter dans le sens de la longueur et de la largeur. La semelle extérieure est en EVA à effet d'absorption des chocs et une barre de déroulement décalée vers l'arrière qui facilite le déroulé du pied. Le fond de la chaussure est rigidifié en continu. La possibilité d'ouverture totale, une fermeture réglable, différentes options de fermeture dans l'avant-pied et une semelle amovible permettent un ajustement individuel.</p>

Conseils de nettoyage
<p><b>Lavage à la main :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Lorsque la chaussure n'est pas très sale, il est possible de l'essuyer avec un chiffon humide ou de la nettoyer avec une brosse souple.</li> <li>&gt; Non séchez pas la chaussure au sèche-linge ni sur le radiateur. Laissez-la sécher à température ambiante.</li> </ul>

TR Endikasyonlar
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; MTP I ekleminde medial, MTP V ekleminde lateral ve tüm dorsal ve plantar ön ayak bölgesinde lezyonlar</li> <li>&gt; Postoperatif bakım için</li> <li>&gt; Yara bakımı için</li> <li>&gt; Artrit</li> </ul> <p><b>Kontraindikasyonlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Açık kırıklar</li> </ul>

Teknik veriler
<p><b>5 boy:</b> XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)</p> <p><b>Renk:</b> Siyah</p> <p><b>Malzeme:</b> Dış taban: EVA İç taban: EVA Ayakkabı yüzü: Köpük polyester örgü İç astar: Fırçalanmış polyester Cirt bantlar: Naylon Cirt bantlar: poliamid</p> <p><b>Bakım:</b> Ürün bakım gerektirmez.</p>

Yapısal özellikler
<p>Üst malzeme, boyuna ve enine genleşen ve düzenlenebilen, nefes alabilen naylon dokumadan oluşur. Taban, darbeyi emici etkiye sahip etilen vinil asetattan üretilmiştir ve geri kaydırmalı bir top rulosuna sahiptir, bu da çözülmeyi kolaylaştırır. Ayakkabı tabanı kesintisiz olarak takviyelidir. Komple açma seçeneği, ayarlanabilir bir kapak, ön ayak bölgesinde çeşitli kapatma seçenekleri, ve çıkarılabilir bir taban, bireysel ayarlama için verir.</p>

Temizleme talimatı
<p><b>Elde yıkama:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ayakkabının hafifçe kirlenmesi halinde nemli bir bezle silin veya yumuşak bir fırçayla temizleyin.</li> <li>&gt; Ayakkabıyı kurutucuda veya kalorifer peteği üzerinde kurutmayın. Oda sıcaklığında kurumaya bırakın.</li> </ul>

IT Indicazioni
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Lesioni mediali alla prima articolazione metatarsofalangea, lesioni laterali alla quinta articolazione metatarsofalangea nonché a tutta l'area dorsale e plantare dell'avampiede</li> <li>&gt; per la riabilitazione postoperatoria</li> <li>&gt; per la medicazione della ferita</li> <li>&gt; Artrite</li> </ul> <p><b>Contraindicazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; fratture aperte</li> </ul>

Dati tecnici
<p><b>5 misure:</b> XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)</p> <p><b>Colore:</b> Nero</p> <p><b>Materiale:</b> Suola esterna: EVA Suola interna: EVA Materiale esterno: maglia di poliestere espanso Fodera interna: poliestere spazzolato Chiusure a strappo: nylon Nastri a strappo: poliammide</p> <p><b>Manutenzione:</b> Il dispositivo non richiede manutenzione.</p>

Caratteristiche costruttive
<p>Il materiale esterno è in tessuto di nylon traspirante che si può estendere e lavorare per il lungo e di traverso. La suola esterna è in EVA con effetto ammortizzante e una rampa di rotolamento spostata indietro che facilita il naturale movimento del piede. Il fondo della scarpa è rinforzato su tutta la superficie. La possibilità di apertura completa, una chiusura regolabile, varie possibilità di chiusura nell'area dell'avampiede, e una suola estraibile ne consentono l'adattamento individuale.</p>

Indicazioni per la pulizia
<p><b>Lavaggio a mano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Se la scarpa è poco sporca, può essere ripulita con un panno umido o una spazzola morbida.</li> <li>&gt; Non asciugare la scarpa nell'asciugatrice o sul termosifone. Lasciarla asciugare a temperatura ambiente.</li> </ul>
































RU Показания
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Медialные очаговые поражения I плюснефалангового сустава, латеральные очаговые поражения V плюснефалангового сустава, всего дорсального и подошвенного переднего отдела стопы</li> <li>&gt; для послеоперационного лечения</li> <li>&gt; для лечения ран</li> <li>&gt; артрит</li> </ul> <p><b>Противопоказания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Открытые переломы</li> </ul>

Технические данные
<p><b>5 размеров:</b> XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)</p> <p><b>Цвет:</b> Черный</p> <p><b>Материал:</b> Наружная подошва: СЭВ Стелька: СЭВ Материал верхней: пенополиэстеровая сетка Подкладка: начесный полиэстер Застежки-липучки: Неилон Застежки: полиамид</p> <p><b>Техническое обслуживание:</b> Изделие не требует технического обслуживания.</p>

Конструктивные особенности
<p>Верхняя часть изготовлена из гибкого и воздухопроницаемого нейлона, который адаптируется в продольном и поперечном направлении. Стелька изготовлена из СЭВ с амортизирующими свойствами и имеет смешанный назад мысок для облегчения переноса нагрузки. Подошва укреплена по всей длине. Возможность полного растягивания, регулируемая застежка, регулируемая передняя часть и съемная стелька позволяют адаптировать обувь под индивидуальные особенности.</p>

Указания по очистке
<p><b>Ручная стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Небольшое загрязнение ботинка необходимо удалить влажной тряпкой или мягкой щеткой.</li> <li>&gt; Не использовать сушилку и батареи центрального отопления.</li> <li>&gt; Сушить при комнатной температуре.</li> </ul>








### Caution

Please always follow these instructions for use. In case of adverse effects (e.g. skin swelling, pressure points, disorders of blood circulation etc.) please tell your doctor. The function and optimal protection are no longer guaranteed if the product is incorrectly used. This aid assists recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with your doctor or a healthcare professional. DARCO (Europe) GmbH does not assume any responsibility. It is advisable to wear dressings or socks with the shoe. We recommend that you do not drive a vehicle while you are wearing this aid. Use extreme caution when climbing stairs (e.g. also stepping up onto curbs) and walking on uneven surfaces. Please note that the lower hook and loop straps (B) must be shortened after adjusting them to the foot to prevent accidents. Walk more slowly than usual. This aid is intended for single-patient use only.



### PT Instruções de utilização






### Vorsicht

Beachten Sie bitte immer diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Druckstellen, Blutzirkulationsstörungen usw.) informieren Sie bitte Ihren Arzt. Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet. Dieses Hilfsmittel dient der Genesung und ist ausschließlich unter der Anleitung Ihres Arztes oder einer medizinischen Fachkraft (bzw. in Rücksprache) zu verwenden. Die DARCO (Europe) GmbH übernimmt hierfür keine Verantwortung. Das Tragen von Verbandstoffen oder Socken im Schuh wird empfohlen. Während Sie dieses Hilfsmittel tragen, empfehlen wir Ihnen kein Fahrzeug zu steuern. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Treppen steigen (z. B. auch den Bordstein betreten) und auf unebenen Wegen gehen. Bitte beachten Sie, dass die unteren Klettbänder (B) nach Anpassung an den Fuß zwingend gekürzt werden müssen, um Unfälle zu verhindern. Gehen Sie langsamer als gewohnt. Dieses Hilfsmittel ist nur für die Anwendung an einem einzelnen Patienten vorgesehen.



### NL Gebruiksaanwijzing






### Precaución

Tenga siempre en cuenta estas instrucciones de uso. Informe a su médico en caso de reacciones adversas (p. ej., hinchazón de la piel, puntos de presión, trastornos circulatorios, etc.). El uso inadecuado del producto impide garantizar su funcionalidad y una protección óptima. Este producto sanitario sirve para la curación y se debe utilizar exclusivamente conforme a las instrucciones de su médico o de un especialista médico, o tras haberlo consultado con él. La empresa DARCO (Europe) GmbH no asume ninguna responsabilidad. Se recomienda utilizar el zapato con vendas o calcetines. Mientras use este dispositivo sanitario, le recomendamos no conducir ningún vehículo. Sea sumamente cuidadoso cuando suba escaleras (p. ej. también bordillos) y cuando camine por terrenos irregulares. Tenga en cuenta que las cintas con cierre de gancho y bucle inferiores (B) se deben acortar siempre después de adaptarlas al pie para evitar caídas. Camine más despacio que de costumbre. Este producto solo está previsto para el uso en un solo paciente.



### DK Brugsanvisning






### Avvertisement

Suivez toujours ce mode d'emploi. Veuillez informer votre médecin en cas d'effets indésirables (p.ex. gonflement de la peau, points de pression, troubles de la circulation sanguine, etc.). Le bon fonctionnement du produit et la protection optimale offerte ne sont plus assurés en cas de manipulation incorrecte. Cet accessoire est conçu pour favoriser la guérison et doit être utilisé exclusivement selon les instructions de votre médecin ou d'un professionnel de la médecine (ou en concertation). DARCO (Europe) GmbH décline toute responsabilité à cet égard. Le port de bandages ou de chaussettes dans la chaussure est recommandé. Pendant que vous portez cet accessoire, nous vous recommandons de ne pas conduire de véhicule. Soyez prudent lorsque vous montez des marches (p. ex. aussi pour franchir les trottoirs) et lorsque vous marchez sur terrain accidenté. Attention ! Les bandes auto-agrippantes inférieures (B) doivent être impérativement raccourcies après ajustement au pied pour prévenir tout accident. Marchez plus lentement qu'à l'accoutumée. Cet accessoire est destiné à être utilisé pour un seul patient.



### TR Kullanım uyarısı



### Attenzione

Seguire sempre queste istruzioni per l'uso. In presenza di effetti indesiderati (ad. es. gonfiore cutaneo, compressioni, disturbi della circolazione sanguigna ecc.) informare il proprio medico. La protezione ottimale e il funzionamento non sono più garantiti in caso di uso non conforme del dispositivo. Questo ausilio serve alla guarigione e deve essere utilizzato esclusivamente sotto la guida del proprio medico o di personale sanitario (ovvero dopo un consulto). La DARCO (Europa) GmbH declina qualsiasi responsabilità in merito. Si consiglia di indossare la scarpa con una fasciatura o con calzini. Si raccomanda di non guidare mentre si indossa questo ausilio. Prestare la massima attenzione quando si scendono o salgono le scale (anche quando si va sul marciapiede) o quando si cammina su strade accidentate. Si osservi che dopo l'adattamento al piede i nastri a strappo inferiori (B) devono essere assolutamente accorciati per evitare incidenti. Camminare più lentamente di quanto non si sia soliti fare. Questo ausilio è destinato all'uso di un solo paziente.



### RU Указания по применению

