



Coolaris®

Vertrieb / Distribution:

DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18

82399 Raisting, Germany

Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22

info@darco.de, www.darco.de



miro Verbandstoffe GmbH

51674 Wiehl, Germany

USA/GB Technical data

Size:

circa 5 m × 8 cm

Material:

- > Backing material: gauze bandage made of 69% rayon, 31% polyamide
- > Cooling gel: hydrocolloid matrix containing natrium alginate and zinc-oxide

Caution

If the product is improperly treated, its function and optimum protection can no longer be ensured.

D Technische Daten

Größe:

circa 5 m × 8 cm

Material:

- > Trägermaterial ist ein Mullbindengewebe (69% Viskose, 31% Polyamid)
- > Die kühlende Zinkpaste ist eine Hydrokolloidmatrix in Verbindung mit Natriumalginat und Zinkoxid.

Vorsicht

Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet.

Coolaris®

Elastic zinc-paste cooling bandage

Coolaris® combines by its improved formulation the good properties of a zinc-paste bandage with the ones of a cooling bandage. The circular cooling effect lasts for up to 5 hours and can be extended by spraying with water subsequently.

Instruction warning / risks

Coolaris® can also be applied directly to abrasions since the formulation is without any alcohol and oil. Once hardened Coolaris® supports everyday injuries and sports injuries like sprains, strains, contusions and dislocations. Coolaris® can be applied without pre-cooling. However, the storage in a fridge increases the cooling effect additionally.

- To be used as a semi-rigid support bandage for
 - > distension
 - > sprains
 - > dislocation
 - > strains
 - > deep venous thrombosis
 - > achillodynia
 - > contusion, bruises
 - > tendovaginitis
 - > phlebitis
 - > arthritides
 - > for reduction of post-traumatical edema in the joint area
 - > chronic venous insufficiency
 - > post-operative treatment
 - > 1st degree burns
 - > insect bite of any kind

Contraindications:

- > none known

D Gebrauchshinweis**Indikationen****Coolaris®**

Elastische Zinkleim-Kühlbandage

Die Coolaris® Zinkleim-Kühlbandage verbindet durch ihre verbesserte Rezeptur die sehr guten Eigenschaften einer Zinkleimbinde mit der einer Kühlbandage. Die zirkuläre Kühlwirkung hält über einen Zeitraum von bis zu 5 Stunden nachweislich an und kann durch nachträgliches Besprühen mit Wasser zusätzlich verlängert werden.

- > Supinationstrauma
- > Distorsionen
- > Luxationen
- > Muskelzerrungen, Muskelfaserrisse
- > tiefenbein Venenthrombosen
- > Achillodynien
- > Kontusionen
- > Epicondylitis
- > Thrombophlebitis Erysipel
- > Arthritiden mit Gelenkkapselbeteiligung
- > posttraumatische Ödeme
- > chronisch venöse Insuffizienz
- > postoperative Nachbehandlung
- > Verbrennungen 1. Grades
- > Insektenstiche jeglicher Art

Anwendungshinweis /-risiken

Coolaris® kann auch direkt auf Schürfwunden aufgelegt werden, da die Matrix weder Alkohol noch Öle beinhaltet. Einmal ausgehärtet stützt Coolaris® bei vielen Alltags- und Sportverletzungen wie Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen oder Verrenkungen. Coolaris® ist ohne Vorkühlung sehr gut anwendbar. Die Aufbewahrung im Kühlschrank erhöht allerdings noch einmal den Kühleffekt.

Kontraindikationen:

- > keine bekannt