

Reinigungsanweisung

Die Reinigung des Produktes ist folgendermaßen durchzuführen:
 > Der Schuh darf auf keinen Fall zum Waschen in Flüssigkeit getaucht, unter einem Wasserstrahl gehalten oder in der Waschmaschine gewaschen werden.
 > Für die seitliche untere Fläche der Sohle einen weichen, mit lauwarmem Wasser (höchstens 40° C) und Neutralseife befeuchteten Schwamm verwenden.
 > Verwenden Sie keine Flüssigalkohole, flüssigen Scheuermittel, Detergenzien, Alkohol, Waschmittel, Bleichmittel, Ammoniak, Lösungsmittel, Vorzugsmittel, Vollwaschmittel.
 > Verwenden Sie keine Scheuermittel oder -werkzeuge, Bürsten, Stahlwolle, Glaspapier, Klappen oder dergleichen zur Beseitigung von Flecken oder Rückständen.
 > Trocknen Sie den Schuh nicht im Trockner und nicht auf der Heizung. Lassen Sie diesen bei Raumtemperatur an der Luft trocknen.

Farbe: Das Farbangebot hängt vom Lagerbestand ab.
Material:
 Oberschaft: Mesh
 Außensohle: Gummi / Phylon
 Brandsohle: Polyurethan, Kunststoffgewebe, Nylon
 Innensohle: Texon, Kunststoffgewebe
 Innenfutter: Kunststoffgewebe
 Schuhbänder: Gummi und Baumwolle
 Für das Futter wurden nur Materialien verwendet, die nicht mit chemisch unzulässigen Substanzen behandelt wurden. Dennoch können aufgrund der normalen Transpiration des Fußes Verfärbungen und / oder Flecken auftreten, die als völlig normal anzusehen sind.
Wartung: Das Produkt ist wartungsfrei.
Konstruktionsmerkmale:
 Die Komfortschuhe können direkt mit der mitgelieferten Innensohle oder im Austausch mit einer individuell angepassten, orthopädischen Einlage (mit einer Höhe von maximal 8 – 10 mm) getragen werden.
 Es ist wichtig, die Struktur und die vorgesehenen Unterstützungspunkte nicht zu verändern, um die Funktionalität des Produkts nicht zu beeinflussen.

7 Damengrößen: 35 – 41
 8 Herrengrößen: 40 – 47

DE Technische Daten

YDA Your Daily Activity



DARCO

Cleaning instructions

The product is cleaned as follows:
 > Under no circumstances may the shoe be immersed in water, placed under a water jet or washed in a washing machine.
 > Use a soft sponge moistened with lukewarm water (maximum 40° C) and neutral soap to clean the bottom side surface of the sole.
 > Do not use liquid alcohols, liquid abrasive cleaners, detergents, alcohol, laundry detergent, bleach, ammonia, solvents. Preferably, cleaning agents with good biodegradability should be used.
 > Do not use abrasive agents or tools, brushes, steel wool, glass paper, blades or the like to remove stains or residues.
 > Do not dry the shoe in a dryer or on a radiator. Let it dry in the air at room temperature.

It is important not to alter the designated support points so that the functionality of the product is not affected.
Construction features:
 The comfort shoe can be used directly with the supplied insole, or can accommodate a suitable orthotic insole (with a maximal height of 8 – 10 mm) made by a licensed healthcare practitioner, replacing the one supplied as standard in the footwear.
Maintenance: The product requires no maintenance.
 Only materials that have not been chemically treated with prohibited products were used for the lining. Nevertheless, due to the normal perspiration of the foot, discoloration and / or staining may occur, which is perfectly normal.
Material:
 Upper: Mesh
 Outsole: Rubber / Phylon
 Plantar insole: Polyurethan, Synthetic fabric, Nylon
 Insole: Texon, Synthetic fabric
 Inner lining: Synthetic fabric
 Laces: Elastic Laces + Fabric Laces
Colour: The color range can vary according to the stock availability.
 7 Woman sizes: 35 – 41
 8 Man sizes: 40 – 47

USA/GB Technical data



Produktvideo | Dieser Film informiert Sie über unsere YDA Komfortschuhe.

Distributor
 DARCO (Europe) GmbH
 Gewerbegebiet 18
 82399 Raisting, Germany
 Telefon +49 (0) 88 07. 92 28-0 | Fax -22
 info@darco.de | www.darco.de

OPTIMA MOLLITER SRL
 Via Breda 19/21
 I-62012 Civitanova Marche (MC)
 Telefon +39 07 33. 80 10-60 | Fax -48
 info@optimamolliter.com
 www.optimamolliter.com



Damen / Women



Herren / Men



YDA

DE Gebrauchshinweis

YDA
Komfortschuhe

- > Schuhe vor jedem Anziehen innen austasten und mögliche Fremdkörper entfernen.
- > Tragen Sie die Komfortschuhe nie ohne mitgelieferte Einlegesohle oder einer Spezial-Einlage von Ihrem versorgenden Orthopädie-Fachhändler.
- > Zur Vermeidung von Druckstellen und Durchblutungsstörungen den Schuh nicht zu fest schnüren.
- > Die Komfortschuhe wurden nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt und geplant. Sie erfüllen die Richtlinie 93/42 EWG.

Indikationen

Nach einer Diagnose durch einen Facharzt können die YDA Schuhe für die folgenden Beschwerden empfohlen werden:

- > Metatarsalgie
- > Sesamoiditis
- > Beuge- bzw. Strecksehnenkontrakturen
- > Hallux Limitus bzw. Rigidus
- > Hallux Valgus
- > Krallen- und Hammerzehen
- > Schneiderballen
- > zur primären Prävention des diabetischen Fußes mit Risikogruppe 0 (keine Neuropathie, keine pAVK)
- > zur primären Prävention des diabetischen Fußes mit Risikogruppe 1 (keine Neuropathie, keine pAVK, mit Deformität)
- > Diabetes-Patienten mit Risikogruppe 2 (Neuropathie und Vaskulopathie)

Postoperativ

- Nach der ca. 6-wöchigen postoperativen Versorgung (stabile Durchbauung) mit einem Post-Op-Schuh nach:
- > Hallux Valgus-Korrekturen und Umstellungskorrekturen (Austin / Chevron-Osteotomie, Akin, Scarf usw.)
 - > Arthrodesen des Grundgelenks und TMT 1
 - > Kleinzeheosteotomien (Weil etc.)

Kontraindikationen:

- > keine bekannt

Vorsicht / Anwendungsrisiken

Beachten Sie bitte immer diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Druckstellen, Blutzirkulationsstörungen usw.) informieren Sie bitte Ihren Arzt. Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet. Dieses Hilfsmittel dient der Genesung und ist ausschließlich unter der Anleitung Ihres Arztes oder einer medizinischen Fachkraft (bzw. in Rücksprache) zu verwenden. Die DARCO (Europe) GmbH übernimmt hierfür keine Verantwortung. Das Tragen von Verbandstoffen oder Socken im Schuh wird empfohlen. Dieses Hilfsmittel ist nur für die Anwendung an einem einzelnen Patienten vorgesehen.

USA / GB Instructions for use

YDA
Comfort Shoes

- > Probe the interior of the shoes each time before you put them on and remove any extraneous matter.
- > Never wear the comfort shoes without the supplied insoles or a special inlay from your orthopaedic retail specialist.
- > To avoid pressure sores and vascular disorders do not lace or fasten the shoe too tightly.
- > The comfort shoes have been developed and designed according to state-of-the-art technology. They comply with Directive 93/42 EEC.

Indications

After an evaluation by a specialized physician, the YDA shoes can be suggested for the following management:

- > Metatarsalgia
- > Sesamoiditis
- > Flexor and extensor tendon contractures
- > Hallux limitus and rigidus
- > Hallux valgus
- > Claw and hammer toes
- > Tailor's bunion
- > Diabetic foot in primary prevention of risk level 0 (no neuropathy or PAD)
- > Diabetic foot in primary prevention of risk level 1 (no neuropathy or PAD, with deformity)
- > Diabetes-patients with risk level 2 (neuropathy and PAD)

Postoperative

- After post-operative care of approx. 6 weeks (stable healing) with a post-op shoe for:
- > Hallux valgus corrections and corrective osteotomies (Austin / Chevron, Akin, Scarf etc.)
 - > Arthrodesis of the metatarsophalangeal joint and first TMT
 - > Osteotomies of the small toes (Weil etc.)

Contraindications:

- > None known

Caution / Risks

Please always follow these instructions for use. In case of adverse effects (e.g. skin swelling, pressure points, disorders of blood circulation etc.) please tell your doctor. Function and optimum protection are no longer guaranteed if the product is handled incorrectly. This aid assists recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with your doctor or a healthcare professional. DARCO (Europe) GmbH does not assume any responsibility. It is advisable to wear dressings or socks with the shoe. This aid is intended for singlepatient use only.