



ActiveAnkle® Sprunggelenksbandagen

Bequemer und stabiler Halt – sowohl zur Prävention, als auch zur Rehabilitation

Beide Modelle der ActiveAnkle® Sprunggelenksbandage sind aus einer formstabilen, stark schützenden PE-Schale mit Gelenk gefertigt. Das einfach einzustellende Fersenband sichert die Schiene zusätzlich. Jede Bandage ist sowohl rechts als auch links tragbar. Neben den schwarzen Modellen ist die T2-Bandage zusätzlich auch in Weiß erhältlich.



ActiveAnkle® T2



Hilfsmittelnummer
05.02.03.0056

- > angepasste, herausnehmbare EVA-Einlagen für gesteigerten Tragekomfort
- > höhenverstellbarer Klettverschluss zur optimalen Anpassung an den Fuß

Die ActiveAnkle® T2 stellt einen maximalen Schutz des Sprunggelenks dar und findet daher auch im Leistungssport sehr häufig Anwendung.

ActiveAnkle® Multi-Phase



- > anpassbare, zweischichtige Einlagen für besten Tragekomfort
- > zwei Klettverschlüsse sorgen für einen angenehm weichen, aber sicheren Halt
- > durch die solide U-Form wird der Druckschmerz am Gelenk reduziert

Durch Zuschneiden und Bearbeiten dieser speziellen Einlagen kommt die ActiveAnkle® Multi-Phase auch bei extrem langer Tragezeit zum Einsatz. Sie ist die erste Schiene, die sowohl bei akuten Verletzungsphasen, als auch in weiteren Rehabilitationsphasen bis hin zur alltäglichen Aktivität eingesetzt werden kann.

Größeneinteilung

AAT2-1	Small	38-41
AAT2-2	Medium	42-44
AAT2-3	Large	45-48

Artikelnummer	Größe	entsprechende Schuhgrößen
---------------	-------	---------------------------

AAM-0	Extra Small	35-37
AAM-1	Small	38-41
AAM-2	Medium	42-44
AAM-3	Large	45-48

Bei der Bestellung einer ActiveAnkle® T2 Bandage bitte »w« für weiß und »b« für schwarz hinter die Artikelnummer setzen.