

Der BodyArmor® Walker II Unterschenkel-Gipsersatz

Neu: Hilfsmittelnummer 23.06.01.0003



Der BodyArmor® Walker II dient zur Ruhigstellung des Unterschenkels anstelle eines angepassten Gipsverbandes. Die zweischichtige Sohleneinlage ermöglicht es, plantar Entlastungszonen zu schaffen. Er ist links und rechts tragbar.

DARCO

Artikelnr.	Farbe	Größe	
BAT0	Schwarz	XS	bis 34,0
BAT1	Schwarz	S	35,0–38,0
BAT2	Schwarz	M	39,0–42,0
BAT3	Schwarz	L	43,0–46,0
BAT4	Schwarz	XL	47,0–49,0

Fordern Sie weiteres Informationsmaterial an:

... kreuzen Sie einfach Zutreffendes an und senden uns diesen Flyer per Fax an +49 (0) 88 07.92 28 -22. Oder rufen Sie uns an bzw. senden uns eine eMail.

Bitte senden Sie mir weitere Unterlagen zu.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Name, Praxis/Klinik, Adresse, Telefon und eMail: