

Heelift® AFO Standard + Smooth Fersen-Freilagerungsorthese

Mit dem Heelift® AFO wird eine effektive Druckentlastung im Fersenbereich erzielt.
Er ermöglicht eine sanfte Kontrolle der Fußstellung und erlaubt kurze Distanzen zu Fuß.




Der Heelift® AFO (Ankle Foot Orthosis) bietet Ihnen eine Kombination aus vielen Vorteilen:

- > zur Unterstützung der Dorsalflexion bei Beinlähmungen
- > Behandlung der Spitzfußstellung /-kontraktur
- > als angenehm zu tragende Nachtschiene
- > zur Prävention und zur Abheilung offener Wunden beim diabetischen Fuß und Dekubitus



DARCO

Der Heelift® AFO ermöglicht, wie alle Heelift® Modelle, eine patientenspezifische Anpassung. Mittels der halbstarren Schiene wird die Position und die Bewegung des Fußes kontrolliert. Der Heelift® AFO hat eine griffige Sohle, die ein Ausrutschen verhindert. Diese Funktion ist ideal für kurze Strecken zwischen Bett, Rollstuhl, Toilette oder therapeutischer Behandlung.



Polypropylen-Versteifung

Steife Orthesen können das andere Bein des Patienten verletzen. Nicht so der Heelift® AFO, da er aus weichem Schaumstoff hergestellt ist. Die Polypropylen-Versteifung ist bedingt flexibel, bietet jedoch optimale Kontrolle der Stellung und Beweglichkeit des Fußgelenks.

Anpassungsfähigkeit

Der Heelift® AFO bietet eine individuelle Anpassung an jeden Patienten. Durch das fixierte Einlegekissen wird eine Freilagerung im Fersenbereich erzielt.

Zusatzkissen

Das mitgelieferte Zusatzkissen kann am Heelift® AFO zur Kontrolle der Außenrotation befestigt werden.

Der Heelift® AFO kann im mitgelieferten Wäschebeutel gewaschen oder im Autoklav sterilisiert werden.



Wahl der Schaumstoffoberfläche

Der glatte Schaumstoff wurde speziell für Patienten mit empfindlicher Haut entwickelt. Einer Ödembildung wird dadurch entgegengewirkt. Empfehlenswert ist diese Version für Diabetespatienten.

Durch die spezielle Schaumstoffkonstruktion bei der genoppten Version entsteht eine bessere Luftzirkulation. Die angebrachten Noppen sorgen für einen angenehmen Kühleffekt.

Art.-Nr.	Farbe	Größe
----------	-------	-------

Heelift® AFO Standard (genoppte Oberfläche):		
DM-HL-AFO	Beige	Universal

Heelift® AFO Smooth (glatte Oberfläche):		
DM-HLS-AFO	Beige	Universal

rechts und links anlegbar

