



HeelWedge®  
Fersenentlastungsschuh

Zur Abheilung von Wunden im Fersenbereich,  
bei Fersensporn und nach Fersenverletzungen

Der HeelWedge® Fersenentlastungsschuh wird zur gezielten Entlastung des Fersenbereiches eingesetzt. Die durchgehende Sohle schützt die Ferse. Durch den Aufbau und die Konstruktion der Sohle findet eine Druckumverteilung auf den Mittel- und Vorfuß statt.



TAS®  
Hallux Valgus Zehenschiene

Nach Hallux Valgus-, Hammerzehen- und  
Schneiderzehen-Operationen

Die TAS® Hallux Valgus Zehenschiene kommt nach operativen Eingriffen zum Einsatz. Die operierten / korrigierten Zehen werden durch gezielte Ausrichtung in der gewünschten Position gehalten. Das weiche Material und der Verzicht auf starre Kunststoffelemente sorgen für einen angenehmen Tragekomfort.

Überreicht durch:



## Postoperative Versorgung

Operationen oder Verletzungen am Fuß –  
wie kann ich laufen?



160122



Herausgeber  
DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany  
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22  
info@darco.de | www.darco.de



**DARCO**

## Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

diese Broschüre fasst die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungsgebiete von postoperativen Hilfsmitteln zusammen.

Nach Operationen oder Verletzungen am Fuß sowie bei Erkrankungen aufgrund von Fehlstellungen stellt sich die Frage nach dem »richtigen Schuh«.

Höchstes Ziel sind die Ruhigstellung des Fußes nach der Operation, die Förderung des Heilungsverlaufes sowie die Wiederherstellung der Beweglichkeit des Patienten.

DARCO hat seit vielen Jahren sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Schuhmodellen gelegt, die genau diese Versorgung umfassen.

Wir können Ihnen helfen, trotz Ihrer Einschränkung besser am alltäglichen Leben teilnehmen zu können – sei es beruflich, privat oder in der Freizeit.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie über die Anwendungsgebiete und Handhabung der verschiedenen Schuhmodelle informieren.

Ihr behandelnder Arzt, ein Sanitätshaus oder ein Orthopädiefachgeschäft in Ihrer Nähe berät Sie gerne.



OrthoWedge /-Light  
Vorfußentlastungsschuh



TwinShoe®  
Ausgleichsschuh



Relief Dual®  
Fußteilentlastungsschuh



Der MedSurg  
ist nach wie vor im blauen  
Original sowie in einer  
Kindergröße erhältlich.

MedSurg Pro®  
Verbandschuh



### Nach Operationen: Speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes

Die **Vorfußentlastungsschuhe OrthoWedge** und **OrthoWedge Light** wurden speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes entwickelt. Durch die Konstruktion des Entlastungskeils findet eine Druckumverteilung auf den Mittel-, beziehungsweise Rückfuß statt. Der Vorfuß wird somit nicht belastet.

### Als Partnerschuh zu den Entlastungsschuhen OrthoWedge /-Light und HeelWedge®

Der **TwinShoe®** gewährleistet durch den Ausgleich des Höhenunterschieds ein physiologisch richtiges Gangbild.

### Stabilität, Stoßdämpfung und Druckumverteilung nach Operationen am Fuß

Der **Relief Dual® Fußteilentlastungsschuh** ohne Vorfuß-Plateau! Die Vollbelastung mit einer flachen Schuhversorgung wird immer mehr zum Standard. Eine in die Sohle eingearbeitete, durchgehende, rigide Brandsohle ist das herausragende und wichtigste Merkmal. Es entstehen während der Schrittabwicklung deutlich reduzierte Fußgelenkbewegungen, welche zu einer verbesserten Druckumverteilung am Fuß führen.

### Nach Operationen bei Hallux Valgus, Hammerzehen und Krallenzehen sowie zur Mobilisierung bei umfangreichen Verbänden

Der **MedSurg Pro® Verbandschuh** ist überall dort zum Standard geworden, wo nach Operationen Stabilität, Stoß- und Druckentlastung notwendig sind. Das luftdurchlässige, dehnbare Nylongewebe des Obermaterials erlaubt das Tragen auch bei sehr umfangreichen Verbänden. Die eingearbeitete Sohlenversteifung verhindert ein Abrollen des Fußes und bietet somit einen optimalen Schutz des operierten Fußes.