

Jetzt bei DARCO für den Sportbereich: Tape-Versorgung und Prävention von Kopf bis Fuß!




DARCO Standard Tape
Unelastisches Stabilisierungstape

- > zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln
- > als Alternative zu Bandagen
- > individuelle Anpassung an den Körper



DARCO Underwrap
Kohäsive Unterzugbinde

- > hautfreundlicher Unterzug
- > schützender Überzug
- > Fixierung von Verbänden, Schienen etc.
- > elastisch und extra dünn gewebt
- > selbsthaftend bei Überlappung



DARCO Elastic Tape
Sporttape für die Kinesiologie



- > gegen Muskelbeschwerden
- > Stimulation der Nervenbahnen
- > Förderung des Blutkreislaufes
- > Stärkung Ihrer Muskeln und Sehnen
- > elastisch und zu 30–40% dehnbar



DARCO

Verletzungen beim Sport – besonders in den Bereichen Fußball, Handball, Tennis, Volleyball und Basketball – werden oftmals direkt am Spielfeldrand versorgt. Sowohl im Amateur- wie auch im Profisport wird Verletzungen jedoch auch präventiv immer häufiger vorgebeugt.



DARCO Elastic Tape

Das DARCO Elastic Tape ist ein elastisches Sport- und Therapietape für die Verwendung in der angewandten Kinesiologie. Es ist wie unsere Haut zu circa 30–40% dehnbar. Im Sportbereich wurde das kinesiologische Tapes ursprünglich nur im Profibereich angewandt. Heute wird diese Technik weltweit in vielen Bereichen des Sports ebenso erfolgreich eingesetzt, wie bei Patienten in physiotherapeutischer Behandlung.

Das Tape wird gegen Muskel-, Faszie- oder Sehnenbeschwerden und zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation der Rezeptoren eingesetzt. Der natürliche Heilungsprozess wird durch die bessere Durchblutung im getapten Bereich gefördert.

Das DARCO Elastic Tape wird in den Farben Rot, Blau, Gelb, Schwarz und Beige angeboten. Die Farb- bzw. Tapeauswahl obliegt dem Anwender in Zusammenarbeit mit dem Therapeuten.

DARCO Standard Tape

Das DARCO Standard Tape ist ein unelastisches Tape und wird zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln eingesetzt.

Die Verwendung dieses Tapes ist weltweit bekannt. Es bietet gerade im Sportbereich eine gute Alternative zu Bandagen, da es individuell den Gegebenheiten, wie Sportart, Verletzungsrisiko und Physiognomie des Trägers angepasst werden kann.

DARCO Underwrap

Die DARCO Underwrap eignet sich als Unterzug bei funktionellen Verbänden sowie als schützender Überzug bei Gipsverbänden und Zinkgelverbänden sowie zur Befestigung von Polstermaterial.

Die hautfreundliche Unterzugbinde ist elastisch und selbsthaftend bei Überlappung. Das extra dünne Gewebe (40% Baumwolle und 60% Polyamid) trägt kaum auf.

Die Unterzugbinde enthält Naturkautschuk-Latex.

Artikelnr.	Farbe	Länge	Breite
------------	-------	-------	--------

DKT-R	Rot	5 m	5 cm
DKT-B	Blau	5 m	5 cm
DKT-G	Gelb	5 m	5 cm
DKT-S	Schwarz	5 m	5 cm
DKT-H	Beige	5 m	5 cm

DST	Weiß	10 m	3,8 cm
-----	------	------	--------

DUW-6	Beige	4 m	6 cm
DUW-8	Beige	4 m	8 cm
DUW-20	Beige	20 m	8 cm