

# Tape-Versorgung und Prävention von Kopf bis Fuß!



**DARCO Standard Tape**  
Unelastisches Stabilisierungstape

- > zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln
- > als Alternative zu Bandagen
- > individuelle Anpassung an den Körper



**DARCO Elastic Tape**  
Sporttape für die Kinesiologie


- > gegen Muskelbeschwerden
- > Stimulation der Nervenbahnen
- > Förderung des Blutkreislaufes
- > Stärkung Ihrer Muskeln und Sehnen
- > elastisch und zu 30–40 % dehnbar



**DARCO Underwrap**  
Kohäsive Unterzugbinde

- > hautfreundlicher Unterzug
- > schützender Überzug
- > Fixierung von Verbänden, Schienen etc.
- > elastisch und extra dünn gewebt
- > selbsthaftend bei Überlappung

Jetzt neu!



**DARCO X-patch**  
Gitter-Tape

- > Behandlung von Triggerpunkten
- > Behandlung von Schmerzpunkten sowie Akupunkturbahnen
- > Narbentlastung



**DARCO**



## DARCO Elastic Tape

Das DARCO Elastic Tape ist ein elastisches Sport- und Therapietape für die Verwendung in der angewandten Kinesiologie. Es ist wie unsere Haut zu circa 30–40% dehnbar. Im Sportbereich wurde das kinesiologische Tapes ursprünglich nur im Profibereich angewandt. Heute wird diese Technik weltweit in vielen Bereichen des Sports ebenso erfolgreich eingesetzt, wie bei Patienten in physiotherapeutischer Behandlung.

Das Tape wird gegen Muskel-, Faszie- oder Sehnenbeschwerden und zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation der Rezeptoren eingesetzt. Der natürliche Heilungsprozess wird durch die bessere Durchblutung im getapten Bereich gefördert.

Das DARCO Elastic Tape wird in den Farben Rot, Blau, Gelb, Schwarz und Beige angeboten. Die Farb- bzw. Tapeauswahl obliegt dem Anwender in Zusammenarbeit mit dem Therapeuten.

## DARCO Standard Tape

Das DARCO Standard Tape ist ein unelastisches Tape und wird zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln eingesetzt.

Die Verwendung dieses Tapes ist weltweit bekannt. Es bietet gerade im Sportbereich eine gute Alternative zu Bandagen, da es individuell den Gegebenheiten, wie Sportart, Verletzungsrisiko und Physiognomie des Trägers angepasst werden kann.

## DARCO Underwrap

Die DARCO Underwrap eignet sich als Unterzug bei funktionellen Verbänden sowie als schützender Überzug bei Gipsverbänden und Zinkgelverbänden sowie zur Befestigung von Polstermaterial.

Die hautfreundliche Unterzugbinde ist elastisch und selbsthaftend bei Überlappung. Das extra dünne Gewebe (40% Baumwolle und 60% Polyamid) trägt kaum auf.

Die Unterzugbinde enthält Naturkautschuk-Latex.

## DARCO X-patch

Das DARCO X-patch Tape eignet sich zur Behandlung von Schmerz- und Triggerpunkten sowie von Akupunkturbahnen. Auch Verklebungen der Faszien unter Narben werden gelöst.

Das DARCO X-patch Tape ist wasserresistent und kann mehrere Tage ohne Einschränkung getragen werden.

Es handelt sich um ein unelastisches Nylongewebe mit Acrylkleber.

Artikelnr. Farbe Länge Breite

### DARCO Elastic Tape

DKT-R	Rot	5 m	5 cm
DKT-B	Blau	5 m	5 cm
DKT-G	Gelb	5 m	5 cm
DKT-S	Schwarz	5 m	5 cm
DKT-H	Beige	5 m	5 cm

### DARCO Standard Tape

DST	Weiß	10 m	3,8 cm
-----	------	------	--------

### DARCO Underwrap

DUW-6	Beige	4 m	6 cm
DUW-8	Beige	4 m	8 cm
DUW-20	Beige	20 m	8 cm

Artikelnr. Farbe Größe Menge

### DARCO X-patch

DGT-1	Beige	2,7 × 2,1 cm	180 Stück
DGT-2	Beige	3,6 × 2,8 cm	120 Stück
DGT-3	Beige	5,2 × 4,5 cm	40 Stück