

Ausgleich „TwinShoe“



Darco: Seit Mai dieses Jahres bietet die Firma Darco zu Entlastungsschuhen den passenden Höhenausgleich-Schuh an. Er soll eine entstandene Bein-

längendifferenz ausgleichen, somit für ein physiologisch korrektes Gangbild sorgen und das statische Gleichgewicht sichern. Speziell bei Klinikversorgungen stellt dieses Hilfsmittel eine Erleichterung dar, da das oftmals zeitaufwendige Anbringen und Entfernen des Höhenausgleiches entfällt, erklärt der Hersteller.

Der „TwinShoe“ ist abgestimmt auf die Entlastungsschuhe von Darco („OrthoWedge-ST“, „OrthoWedge-ST light“, „HeelWedge-ST“) sowie auf den Langzeitverbandschuh („WCS“). Durch die universelle Form ist er sowohl rechts als auch links tragbar und in den Größen 33,5 bis 47 erhältlich. Weitere Infos unter Tel. 08807/9228-0, www.darco.de.

Orthopädieschuhtechnik/Szene
10/2009