


Jetzt bei DARCO für den Sportbereich: Prävention und Versorgung von Sprunggelenksverletzungen



- > zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln
- > als Alternative zu Bandagen
- > individuelle Anpassung an die Gegebenheiten des Körpers

- > gegen Muskelbeschwerden
- > zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation
- > Förderung des Blutkreislaufes
- > elastisch und zu 30% dehnbar
- > in den Farben Blau und Rot erhältlich

- > zur Prävention und Rehabilitation
- > in akuten Verletzungsphasen
- > anatomisch korrekte Passform
- > maximaler Schutz des Sprunggelenks
- > bequemer und stabiler Halt

Verletzungen beim Sport – besonders in den Bereichen Fußball, Handball, Tennis, Volleyball und Basketball – werden oftmals direkt am Spielfeldrand versorgt. Sowohl im Amateur- wie auch im Profisport wird Verletzungen jedoch auch präventiv immer häufiger vorgebeugt.



BodyArmor™ Standard Tape

Das BodyArmor™ Standard Tape von DARCO ist ein unelastisches Stabilisierungstape und wird zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln eingesetzt.

Die Verwendung eines Standard Tapes ist allgemein bekannt. Es bietet – gerade im Sportbereich – eine gute Alternative zu Bandagen, da es individuell den Gegebenheiten wie Sportart, Verletzungsrisiko und Physiognomie des Körpers angepasst werden kann.

BodyArmor™ Elastic Tape

Das BodyArmor™ Elastic Tape von DARCO ist ein elastisches Sport- und Therapietape für die Verwendung in der angewandten Kinesiologie. Im Sportbereich wurde das kinesio-logische Tapes ursprünglich nur im Profibereich angewandt. Heute wird diese Technik weltweit in vielen Bereichen des Sports ebenso erfolgreich eingesetzt, wie bei Patienten in physiotherapeutischer Behandlung.

Das BodyArmor™ Elastic Tape ist im Vergleich zum BodyArmor™ Standard Tape zu 30% dehnbar. Es wird gegen Muskelbeschwerden und zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation eingesetzt und fördert die Durchblutung.

Das BodyArmor™ Elastic Tape wird in den Farben Rot und Blau angeboten. Die Farb- bzw. Tapeauswahl obliegt dem Anwender in Zusammenarbeit mit dem Therapeuten.

ActiveAnkle®

Die Sprunggelenksbandagen sind aus einer formstabilen, stark schützenden PE-Schale mit Gelenk gefertigt. Die – bei der T2 zudem höhenverstellbaren – Klettverschlüsse sorgen für eine optimale Anpassung und einen angenehm weichen, aber sicheren Halt. Das einfach einzustellende Fersenband sichert die Schiene zusätzlich. Für gesteigerten Tragekomfort sorgt die herausnehmbare EVA-Einlage. Diese kann bei der Multi-Phase™ zudem zugeschnitten und bearbeitet werden, wodurch sie auch bei extrem langer Tragezeit zum Einsatz kommt. Sie kann sowohl in akuten Verletzungsphasen, in weiteren Rehabilitationsphasen bis hin zu alltäglichen Aktivitäten eingesetzt werden.

Die Chameleon Brace™ stellt eine Kombination aus den beiden Modellen T2 und Multi-Phase™ dar und wird mit acht verschiedenen farbigen Clips geliefert.



Artikelnr.	Länge	Breite	Farbe
------------	-------	--------	-------

BodyArmor™ Standard Tape

DST	10 m	3,8 cm	Weiß
-----	------	--------	------

BodyArmor™ Elastic Tape

DKT-B	5 m	5 cm	Blau
DKT-R	5 m	5 cm	Rot

Artikelnr.	Größe	Farbe
------------	-------	-------

ActiveAnkle® T2

AAT2-1W	Small	38 – 41	Weiß
AAT2-2W	Medium	42 – 44	Weiß
AAT2-3W	Large	45 – 48	Weiß

AAT2-1B	Small	38 – 41	Schwarz
AAT2-2B	Medium	42 – 44	Schwarz
AAT2-3B	Large	45 – 48	Schwarz

ActiveAnkle® Multi-Phase™

AAM-0B	X-Small	35 – 37	Schwarz
AAM-1B	Small	38 – 41	Schwarz
AAM-2B	Medium	42 – 44	Schwarz
AAM-3B	Large	45 – 48	Schwarz

ActiveAnkle® Chameleon Brace™

AACB-1W	Small	38 – 41	Weiß
AACB-2W	Medium	42 – 44	Weiß
AACB-3W	Large	45 – 48	Weiß

AACB-1B	Small	38 – 41	Schwarz
AACB-2B	Medium	42 – 44	Schwarz
AACB-3B	Large	45 – 48	Schwarz

Alle drei Modelle sind links und rechts tragbar.