

Air Pump Walker®

Unterschenkel-Fußorthese

Immobilisierung in vorgegebener Position bei gleichzeitiger Mobilisierung

Neu!

HiMi-Nr. 23.06.01.0084

HiMi-Nr. 23.06.01.1024 (Achill)



Mit Sicherheit mobil bleiben!



DARCO

Eigenschaften

Pump-System

KOMFORTABLE, EINFACHE UND SCHNELLE HANDHABUNG

- > Soft-Lining mit integrierter Luftpumpe
- > Reduktion von Schmerzen und Schwellungen durch Luftkammer-System
- > Passgenaue Form
→ Sichere Stabilisierung des Sprunggelenks



Konstruktion

ERGONOMISCHES DESIGN FÜR HOHEN TRAGEKOMFORT

- > Stabil, leicht und atmungsaktiv
- > Individuell einstellbare Klettgurte
- > Flexibler Wadenabschluss
- > Ventrale Abdeckung
- > Hexagonale Polster zur Immobilisierung und zur zusätzlichen Polsterung des Sprunggelenks
- > Individuelle Anpassbarkeit
- > Einstellbarer und abnehmbarer Zehenschutzbügel



Außensole

MOBILITÄT IM ALLTAG

- > Rutschfeste und stoßdämpfende TPR Laufsole für hohe Traktion
- > Biomechanisch optimierte Ballenrolle
- > Physiologisches, sicheres Gangbild



Drei Versionen

Rechts = Links 

Geringes Gewicht 



Air Pump Walker®

INDIKATIONEN

- > Prä- und postoperative / posttraumatische Ruhigstellung bei Schädigung von Knochen, Kapsel und Bandstrukturen des Fußes / Sprunggelenks
- > Weichteilverletzung
- > Stabile Fuß- und / oder Sprunggelenksfrakturen
- > Schwere Distorsionen Grad II und III

REZEPTBEISPIEL

Air Pump Walker®
Unterschenkel-Fußorthese
HiMi-Nr. 23.06.01.0084
Anzahl, Seite, Variante
Indikation



Air Pump Walker® (Kurze Version)

INDIKATIONEN

- > Prä- und postoperative / posttraumatische Ruhigstellung bei Schädigung von Kapsel und Bandstrukturen des Fußes / Sprunggelenks
- > Weichteilverletzung
- > Stabile Fußfrakturen
- > Distorsionen Grad II

REZEPTBEISPIEL

 aut idem

 aut idem

 aut idem

Air Pump Walker®
(Kurze Version)
Unterschenkel-Fußorthese
HiMi-Nr. 23.06.01.0084
Anzahl, Seite, Variante
Indikation



APWAW (Air Pump Walker® Achilles Wedges)
Fersenkeile

Air Pump Walker® Achill

INDIKATIONEN

- > Achillessehnenrupturen

REZEPTBEISPIEL

 aut idem

 aut idem

 aut idem

Air Pump Walker® Achill
Unterschenkel-Fußorthese
mit Achillessehnenentlastung
HiMi-Nr. 23.06.01.1024
Anzahl, Seite, Variante
Indikation

Artikelliste



Air Pump Walker®
Unterschinkel-Fußorthese
HiMi-Nr. 23.06.01.0084



Air Pump Walker®
Unterschinkel-Fußorthese
HiMi-Nr. 23.06.01.0084



Air Pump Walker® Achill
Achilles-Walker (inkl. Fersenkeile)
HiMi-Nr. 23.06.01.1024

GRÖSSE	SCHAFTHÖHE	ART.-NR.	GRÖSSE	SCHAFTHÖHE	ART.-NR.	GRÖSSE	SCHAFTHÖHE	ART.-NR.		
Farbe: Grau-Blau			Farbe: Grau-Blau			Farbe: Grau-Blau				
XS	34,0 – 36,0	34,4 cm	APW0	Kurze Version		XS	34,0 – 36,0	34,4 cm	APWA0	
S	37,0 – 39,0	38,0 cm	APW1	XS	21,7 cm	APWS0	S	37,0 – 39,0	38,0 cm	APWA1
M	40,0 – 42,0	41,8 cm	APW2	S	23,0 cm	APWS1	M	40,0 – 42,0	41,8 cm	APWA2
L	43,0 – 45,0	44,7 cm	APW3	M	25,1 cm	APWS2	L	43,0 – 45,0	44,7 cm	APWA3
XL	46,0 – 48,0	47,0 cm	APW4	L	26,4 cm	APWS3	XL	46,0 – 48,0	47,0 cm	APWA4
				XL	30,0 cm	APWS4				

Inklusive

Liner Sock
Unterziehstrumpf

GRÖSSE	ART.-NR.
Farbe: Weiß Universal (1 Paar)	LSOCK

Kombiprodukte



**APAW (Air Pump Walker®
Achilles Wedges)**
Fersenkeile für Walker


GRÖSSE	ART.-NR.
Farbe: Schwarz Universal	APAWW



TwinShoe
Höhenausgleichsschuh
HiMi-Nr. 31.03.03.8001

GRÖSSE	ART.-NR.	PZN
Farbe: Schwarz		
XS 33,5 – 37,0	TS0B	16629473
S 37,5 – 39,5	TS1B	16629496
M 40,0 – 41,5	TS2B	16629504
L 42,0 – 44,0	TS3B	16629510
XL 44,5 – 47,0	TS4B	16629527

Größen und Maße



Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensohle. Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.