

# AllRound Shoe®

## Geschlossener Verbandschuh

Der »Allrounder« als Post-OP-Schuh und zur Wundversorgung. Er bietet enorm viel Platz für voluminöse Verbände und überzeugt durch sehr hohen Tragekomfort.

Hilfsmittelnummer 31.03.03.4089



1. Geschlossener Schuh aus atmungsaktivem und nahtfreiem Material. Durch die weite Öffnungsmöglichkeit spielt der Umfang des Verbandes keine Rolle und der Einstieg in den Schuh ist somit komfortabel.
2. Die Laufsohle bietet durch zwei unterschiedliche Shorehärten eine hohe Stabilität und gute Stoßdämpfung. Die integrierte Ballenrolle ermöglicht ein physiologisch korrektes Gangbild.





**DARCO**


# AllRound Shoe®

Der perfekte Schuh nach einer Operation und anderen Wunden am Fuß.

Rechts = Links 

Austauschbare  
Innensohle 

Für Diabetiker mit  
geeigneter Innensohle 

Ausgleichsschuh  
nicht notwendig 

Geringes Gewicht 



1. Leichtes und atmungsaktives Obermaterial
2. Rigide, langsohlige Schuhbodenversteifung
3. EVA-Sohle (hellgraue Sohle): Hohe Stabilität (55 Shore A)
4. Sohle aus EVA-Gummi-Mischung (dunkelgraue Sohle): Gute Stoßdämpfung, rutschhemmend (45 Shore A)

## INDIKATIONEN

- > Zur postoperativen Versorgung
- > Zur Wundversorgung
- > Arthritis

## EIGENSCHAFTEN


- > Geschlossener Schuh
  - Wasser- und schmutzabweisend
- > Weite Öffnungsmöglichkeit
  - Leichter Einstieg + Platz für voluminöse Verbände
- > Nahtfreie Komfortzone
- > Rigide + langsohlige Schuhbodenversteifung
- > Laufsohle aus EVA-Gummi-Mischung
  - Stoßdämpfend + rutschhemmend
- > Einfaches, individuell regulierbares Verschluss-System



## REZEPTBEISPIEL



AllRound Shoe®  
Geschlossener Verbandschuh  
HiMi-Nr. 31.03.03.4089  
Anzahl, Seite, Variante  
Indikation



Neutral



AllRound Shoe®

# PegContour® Insole




Waben-Weichbettungseinlegesohle

- Rechts ≠ Links 
- Für Diabetiker 
- Zeitersparnis 



# PegContour® Insole Uni

Universelle Waben-Weichbettungseinlegesohle

- Rechts = Links 
- Für Diabetiker 
- Zeitersparnis 



## Abrechnungsvorschlag:

31.99.99.0999 (Sonderarbeiten nach Kostenvoranschlag bei Verbandschuhen)  
oder 23.99.99.0001 (Zubehör bei Orthesen)

### INDIKATIONEN

- > Nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen (Austi, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
- > Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit milden Fußdeformitäten
- > Postoperative Anwendungen und Versorgungen an der Ferse
- > Abheilung von Ulzerationen im Fersenbereich (Rückfuß-ulzerationen)
- > Fersenwunden
- > Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- > Zur gezielten Druckumverteilung bei:
  - Plantaren Läsionen
  - Plantaren Ulzerationen / Ulcus-Prävention



#### Zusätzliche Anwendungsbereiche für die schwarze Sohle

- > Knick-, Senk-, Spreizfuß



#### Zusätzliche Anwendungsbereiche für die graue Sohle

- > Hyperpressionstellen
- > Läsionen im Fußgewölbe

### EIGENSCHAFTEN

- > Stoßhemmend Weichbettungseinlegesohle (langsohlig) mit einzeln herausnehmbaren Waben (Pegs)
  - Individuelle Anpassung
- > Plantare Druckumverteilung + gezielte, punktuelle Druckentlastung
- > Beschleifbares PU-Material mit hoher Rückstellfähigkeit
- > Weicher Sohlenbezug aus längs- und querelastischem Polyester
  - Hoher Tragekomfort



#### Zusätzliche Eigenschaften der schwarzen Sohle

- > Druckreduzierung bis zu 55 %
- > Anatomisch angepasste Konturen
  - Optimale Druckumverteilung
- > Mediale Längswölbung und proximale Querwölbung
  - Ideale Lastumverteilung



#### Zusätzliche Eigenschaften der grauen Sohle

- > Druckreduzierung bis zu 45 %
- > Sohle symmetrisch
  - Universell rechts + links tragbar



AllRound Shoe®



AllRound Shoe®  
mit PegContour® Insole  
(Ferse ausgespart)



AllRound Shoe®  
mit PegContour® Insole Uni  
(Ferse ausgespart)

## Artikelliste



GRÖSSE	ART.-NR.	PZN
<b>AllRound Shoe®</b>		
<b>Farbe: Schwarz</b>		
XS 37,0 – 38,0	ARS0	13712618
S 39,0 – 40,0	ARS1	13712630
M 41,0 – 42,0	ARS2	13712647
L 43,0 – 44,0	ARS3	13712653
XL 45,0 – 46,0	ARS4	13712676
XXL 47,0 – 48,0	ARS5	13712682




GRÖSSE	ART.-NR.	PZN	ART.-NR.	PZN
<b>PegContour® Insole</b>				
<b>Farbe: Schwarz</b>		<b>Rechts</b>		<b>Links</b>
XS 37,0 – 38,0	PCI-ARS0-R	14255726	PCI-ARS0-L	14255815
S 39,0 – 40,0	PCI-ARS1-R	14255732	PCI-ARS1-L	14255821
M 41,0 – 42,0	PCI-ARS2-R	14255761	PCI-ARS2-L	14255838
L 43,0 – 44,0	PCI-ARS3-R	14255778	PCI-ARS3-L	14255844
XL 45,0 – 46,0	PCI-ARS4-R	14255784	PCI-ARS4-L	14255850
XXL 47,0 – 48,0	PCI-ARS5-R	14255790	PCI-ARS5-L	14255867



GRÖSSE	ART.-NR.	PZN
<b>PegContour® Insole Uni</b>		
<b>Farbe: Grau</b>		
XS 37,0 – 38,0	PCIU-ARS0	18377780
S 39,0 – 40,0	PCIU-ARS1	18377797
M 41,0 – 42,0	PCIU-ARS2	18377805
L 43,0 – 44,0	PCIU-ARS3	18377834
XL 45,0 – 46,0	PCIU-ARS4	18377840
XXL 47,0 – 48,0	PCIU-ARS5	18377857

## Größen und Maße



Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensole. Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.