

# Body Armor<sup>®</sup> Pro Term

Fußstumpforthese

Hilfsmittelnummer 23.06.01.0XXX

Neues  
Modell



Jetzt  
**25 %  
leichter\***



NEU

**PowerPods<sup>®</sup>**  
Technologie



Die perfekte  
Lösung  
**bei Vorfuß-  
amputation.**

# Interimsversorgung nach Amputationen.

Die Body Armor® Pro Term Fußstumpforthese passt sich dank eines Soft-Linings mit integrierter Pumpe flexibel an Stumpfschwankungen in der Interimsphase an. Der knöchelübergreifende Schaft in 90°-Stellung stabilisiert das obere und untere Sprunggelenk, während die ventrale Stützlasche und das variable Verschluss-System eine gleichmäßige Kompression ermöglichen.



## NEU Verschluss-System mit Umlenkrolle

Leichteres Schließen durch  
bessere Kraftübertragung

## Eigenschaften

### Stabilität und Schutz

- Schalenkonstruktion in 90°-Stellung
  - Stabilisierung des Sprunggelenks
- Sicheres Verschluss-System
  - Fester Sitz und sichere Stumpfführung
- Hohe Konstruktion und breite Auftrittsfläche
  - Mehr Stabilität und sicherer Stand

### Biomechanik und Entlastung

- Weichbettende Sandwich-Innensohle
  - Druckverteilung zur Dekubitusprophylaxe
- Orthograde Aufbau
  - Natürliche Haltung und optimierte Biomechanik

### Individuelle Anpassung und Komfort

- 25 % leichter (ca. 220 g) als das Vorgängermodell
  - Geringere Belastung
- Erweiterte Stumpflänge (+3 cm)
  - Mehr Flexibilität in der Versorgung
- Bearbeitbare PowerPods®-Laufsohle
  - Anpassung an individuelle Bedürfnisse
- Flexible ventrale Stützlasche
  - Ergonomischer Sitz, gleichmäßige Druckverteilung
- Umlenkrollen
  - Leichteres Schließen der Gurte

### Praktische Vorteile

- Sicht- und Luftfenster
  - Bessere Belüftung, Stumpfkontrolle
- Weite Öffnung
  - Einfaches Anziehen
- Universell rechts und links tragbar
- Farbe: Grau-Blau

## Indikationen

- Postoperativ bei Fußteilstamputationen (z. B. Chopart- oder Lisfranc-Amputationen) aufgrund von
- Diabetischem Fußsyndrom
  - pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit)
  - Trauma



Weite Öffnung für  
leichten Einstieg




Perfekte Passform  
durch Luftregulierung

## Größen + Maße

Optimierte Passform: Bitte die geänderten Maße beachten.

	Größe	Stumpflänge			Innensohle in cm			Art.-Nr.	PZN
		B	C	E	B	C	E		
	M	19,5 cm	13,0	9,5	20,0	BAPT2	16630631		
	L	21,0 cm	14,0	10,5	22,0	BAPT3	16630648		
Neu	XL	22,5 cm	14,5	11,5	23,6	BAPT4	20156023		



Maße und Größen sind Richtwerte und hängen vom Volumen der Verbandsversorgung ab.

## Kombiprodukt

### WCS®

Verband- und Wundtherapieschuh



Rechts = Links



Für Diabetiker



Geringes Gewicht



Zeitersparnis



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

