

Movilo®

Therapeutischer Komfortschuh



3 neue
Farben



Damit Gehen
wieder
Freude macht!

Movilo® Fly

Berry



Black



Blue



Sand



Sky



Movilo® Street

Black



White



Olive



Pearl



Entwickelt für mehr **Komfort.**

Der Movilo® Komfortschuh von DARCO unterstützt Menschen, die Probleme mit den Füßen haben oder generell viel auf den Beinen sind, zurück zu aktiver, gesunder und beschwerdefreier Bewegung in Alltag und Freizeit. Es gibt ihn in zwei Modellen: Fly und Street. Beide basieren auf dem gleichen Leisten und unterscheiden sich in nur wenigen Details. So bieten wir „fußgeplagten“ Personen modische und bequeme Schuhe, die auf medizinischer und therapeutischer Expertise basieren und damit das Leben und Laufen einfacher machen.

Eigenschaften



Außensohle

- Rückverlagerte Ballenrolle
 - Vorfußentlastung
- Großflächige, abriebfeste Gummierung (3 mm)
 - Rutschhemmend
- Stoßdämpfende, kraftabsorbierende Sohlenkonstruktion
- Durchgehende, semirigide Schuhbodenversteifung
 - Entlastung des Vorfußes
- Lange und sichere Standfläche
- Geringe Sprengung (11 mm)



Innensohlensystem

- 2-teilige Bettung mit 8 mm Gesamthöhe
 - Anatomisch geformte Fußbettung (6 mm)
 - Moderate Fersenführung
 - Leichte Längs- und Quergewölbestütze
 - PU-Sohle mit glattem Mikrofaserbezug für gute Dämpfung + leichten Einstieg
 - Platzhalter-Sohle (2 mm)
 - Zum Volumenausgleich
 - Zusätzliche Dämpfung
- Austauschbar
- Ausreichend Platz (8 mm) für angefertigte Einlagen
- Individuell einsetzbar



Leisten Movilo®

- Fußgerechte Leistenform
- Ideale Ballenbreite
- Zehenboxhöhe 21,5 – 27 mm (je nach Größe)
- Entwickelt mit der Wiest GmbH



Schnürung

- Elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
 - Leichtes An- und Ausziehen
- Unelastische, flache Schnürsenkel (beiliegend)
 - Besserer Halt
- Zusätzliches Schnürsenkel-Loch
 - Festerer Sitz



Schaft

- Luftdurchlässig
- Verstärkte Fußspitze
- Anatomischer Knöchelausschnitt
 - Ideale Rückfußpassform
- Optimal angepasste Fersenkappe
 - Guter, sicherer Fersenhalt
- Schlaufe an der Ferse
 - Leichtes Anziehen

Modell Fly

- Schlaufe an der Schuhzunge
 - Leichtes Anziehen
- Ohne Innenfutter
 - Schlank
 - Weich
 - Atmungsaktiv


Modell Street

- Formstabiles Obermaterial
- Weiches Innenfutter
 - Gute Polsterung
 - Schutz vor Druck und äußeren Einflüssen
 - Hoher Tragekomfort

Indikationen

Zur Therapie von Fußbeschwerden bei:



- Moderaten Fuß- / Zehendeformitäten wie z. B. Hallux Valgus, Hammer- und Krallenzehen
- Hallux Rigidus
- Metatarsalgie
- Morton-Neurom
- Rheumatischer Arthritis
- Polyarthritis, Arthrose, Gicht
- Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- Kallusbildung, Prophylaxe von Panaritium
- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK (Risikogruppe 0 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)
- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK mit Fußdeformität (Risikogruppe 1 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)
- Diabetes mellitus mit Sensibilitätsverlust durch PNP / relevante pAVK (Risikogruppe 2a nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)



Rückverlagerte Ballenrolle





-  Austauschbare Innensohle
-  Für Diabetiker
-  Geringes Gewicht

Größen + Maße

Movilo® Fly

Schuhgröße	Innensohle		Fußlänge	Ballenmaß	Zehenboxhöhe	Art.-Nr.				
	A	B				Berry ¹	Black ¹	Blue ¹	Sand ²	Sky ²
36	24,0	9,0	22,5 - 23,1	22,6	2,15	MOFBYP36	MOFBAP36	MOFBUP36	MOFSDP36	MOFSKP36
37	24,6	9,1	23,1 - 23,7	23,0	2,20	MOFBYP37	MOFBAP37	MOFBUP37	MOFSDP37	MOFSKP37
38	25,3	9,2	23,8 - 24,4	23,4	2,25	MOFBYP38	MOFBAP38	MOFBUP38	MOFSDP38	MOFSKP38
39	26,0	9,3	24,5 - 25,1	23,8	2,30	MOFBYP39	MOFBAP39	MOFBUP39	MOFSDP39	MOFSKP39
40	26,6	9,4	25,1 - 25,7	24,2	2,35	MOFBYP40	MOFBAP40	MOFBUP40	MOFSDP40	MOFSKP40
41	27,3	9,6	25,8 - 26,4	24,6	2,40	MOFBYP41	MOFBAP41	MOFBUP41	MOFSDP41	MOFSKP41
42	28,0	9,8	26,5 - 27,1	25,0	2,45	MOFBYP42	MOFBAP42	MOFBUP42	MOFSDP42	MOFSKP42
43	28,6	10,1	27,1 - 27,7	25,4	2,50	MOFBYP43	MOFBAP43	MOFBUP43	MOFSDP43	MOFSKP43
44	29,3	10,2	27,8 - 28,4	25,8	2,55	-	MOFBAP44	MOFBUP44	MOFSDP44	MOFSKP44
45	30,0	10,3	28,5 - 29,1	26,2	2,60	-	MOFBAP45	MOFBUP45	MOFSDP45	MOFSKP45
46	30,6	10,4	29,1 - 29,7	26,6	2,65	-	MOFBAP46	MOFBUP46	MOFSDP46	MOFSKP46
47	31,3	10,5	29,8 - 30,4	27,0	2,70	-	MOFBAP47	MOFBUP47	MOFSDP47	MOFSKP47


Movilo® Street

Schuhgröße	Innensohle		Fußlänge	Ballenmaß	Zehenboxhöhe	Art.-Nr.			
	A	B				Black ¹	White ¹	Olive ²	Pearl ²
36	24,0	9,0	22,5 - 23,1	22,6	2,15	MOSBAP36	MOSWIP36	MOSOVP36	MOSPLP36
37	24,6	9,1	23,1 - 23,7	23,0	2,20	MOSBAP37	MOSWIP37	MOSOVP37	MOSPLP37
38	25,3	9,2	23,8 - 24,4	23,4	2,25	MOSBAP38	MOSWIP38	MOSOVP38	MOSPLP38
39	26,0	9,3	24,5 - 25,1	23,8	2,30	MOSBAP39	MOSWIP39	MOSOVP39	MOSPLP39
40	26,6	9,4	25,1 - 25,7	24,2	2,35	MOSBAP40	MOSWIP40	MOSOVP40	MOSPLP40
41	27,3	9,6	25,8 - 26,4	24,6	2,40	MOSBAP41	MOSWIP41	MOSOVP41	MOSPLP41
42	28,0	9,8	26,5 - 27,1	25,0	2,45	MOSBAP42	MOSWIP42	MOSOVP42	MOSPLP42
43	28,6	10,1	27,1 - 27,7	25,4	2,50	MOSBAP43	MOSWIP43	MOSOVP43	MOSPLP43
44	29,3	10,2	27,8 - 28,4	25,8	2,55	MOSBAP44	MOSWIP44	MOSOVP44	MOSPLP44
45	30,0	10,3	28,5 - 29,1	26,2	2,60	MOSBAP45	MOSWIP45	MOSOVP45	MOSPLP45
46	30,6	10,4	29,1 - 29,7	26,6	2,65	MOSBAP46	MOSWIP46	MOSOVP46	MOSPLP46
47	31,3	10,5	29,8 - 30,4	27,0	2,70	MOSBAP47	MOSWIP47	MOSOVP47	MOSPLP47

¹ Never Out of Stock (NOS): Dauerhaft lieferbar

² Limited Edition (LE): Nur für begrenzte Zeit erhältlich

Finden Sie Ihre passende Größe



Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensohle. Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

