

# Movilo®

Therapeutischer Komfortschuh

# DARCO



3 neue  
Farben



Fußschmerzen?  
So **macht Gehen**  
wieder **Freude.**

# Bequem durch den **Alltag.**

## Indikationen

### Zur Therapie von Fußbeschwerden bei:

- Moderaten Fuß- / Zehendeformitäten wie z. B. Hallux Valgus, Hammer- und Krallenzehen
- Hallux Rigidus
- Metatarsalgie
- Morton-Neurom
- Rheumatischer Arthritis
- Polyarthritis, Arthrose, Gicht
- Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- Kallusbildung, Prophylaxe von Panaritium
- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK (Risikogruppe 0 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)
- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK mit Fußdeformität (Risikogruppe 1 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)
- Diabetes mellitus mit Sensibilitätsverlust durch PNP / relevante pAVK (Risikogruppe 2a nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)

**Schleife**  
für leichtes  
Anziehen



**Atmungsaktiv**



Platz für  
**eigene Einlagen**



**Entlastung**  
des Vorfußes

## 2 Modelle.

Wo ist der Unterschied?

### Movilo® Fly

- Mit einer extra Schleife an der Schuhzunge für leichtes Anziehen
- Ohne Innenfutter



### Movilo® Street

- Mit weichem Innenfutter für eine gute Polsterung und Schutz vor äußeren Einflüssen
- Formstabilen Obermaterial





# Wo drückt der Schuh?

- Sie sind viel auf den Beinen und legen Wert auf gesundes, schmerzfreies Gehen?
- Haben Sie Fußprobleme und Schwierigkeiten, den richtigen Schuh zu finden?
- Suchen Sie Komfortschuhe mit ausreichend Platz für Ihre individuellen Einlagen?
- Wünschen Sie sich gemütliche Schuhe, die gleichzeitig chic aussehen?

## Na dann – **Let's go!**

Der therapeutische Komfortschuh Movilo® wurde speziell für Menschen entwickelt, die erhöhte medizinische Ansprüche an ihre Schuhe stellen. Mit seinem durchdachten Aufbau und seinem therapeutischen Innensohlen-System bietet er optimale Unterstützung bei verschiedenen Fußbeschwerden. Sein großzügiges Volumen und die hochwertige DARCO Technologie sorgen für maximalen Tragekomfort und unterstützen den Heilungsprozess.

Der Movilo® von DARCO - der ideale Begleiter auf Ihrem Weg zurück zu einem schmerzfreien aktiven Alltag.





## Eigenschaften



### Außensohle

- Rückverlagerte Ballenrolle
  - Vorfußentlastung
- Großflächige, abriebfeste Gummierung (3 mm)
  - Rutschhemmend
- Stoßdämpfende, kraftabsorbierende Sohlenkonstruktion
- Durchgehende, semirigide Schuhbodenversteifung
  - Entlastung des Vorfußes
- Lange und sichere Standfläche
- Geringe Sprengung (11 mm)



### Schnürung

- Elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  - Leichtes An- und Ausziehen
- Unelastische, flache Schnürsenkel (beiliegend)
  - Besserer Halt
- Zusätzliches Schnürsenkel-Loch
  - Festerer Sitz



### Innensohlensystem

- 2-teilige Bettung mit 8 mm Gesamthöhe
  - Anatomisch geformte Fußbettung (6 mm)
    - Moderate Fersenführung
    - Leichte Längs- und Quergewölbestütze
  - PU-Sohle mit glattem Mikrofaserbezug für gute Dämpfung + leichten Einstieg
  - Platzhalter-Sohle (2 mm)
    - Zum Volumenausgleich
    - Zusätzliche Dämpfung
- Austauschbar
- Ausreichend Platz (8 mm) für angefertigte Einlagen
- Individuell einsetzbar



### Leisten Movilo®

- Fußgerechte Leistenform
- Ideale Ballenbreite
- Zehenboxhöhe 21,5 – 27 mm (je nach Größe)
- Entwickelt mit der Wiest GmbH



### Schaft

- Luftdurchlässig
- Verstärkte Fußspitze
- Anatomischer Knöchelausschnitt
  - Ideale Rückfußpassform
- Optimal angepasste Fersenkappe
  - Guter, sicherer Fersenhalt
- Schlaufe an der Ferse
  - Leichtes Anziehen

### Modell Fly

- Schlaufe an der Schuhzunge
  - Leichtes Anziehen
- Ohne Innenfutter
  - Schlank
  - Weich
  - Atmungsaktiv

### Modell Street

- Formstabiles Obermaterial
- Weiches Innenfutter
  - Gute Polsterung
  - Schutz vor Druck und äußeren Einflüssen
  - Hoher Tragekomfort

# Bunte Vielfalt. Für jeden was dabei.

Jetzt im  
**Sanitätshaus**  
testen.

## Movilo® Fly



**Berry** | Größe: 36 – 43



**Black** | Größe: 36 – 47



**Blue** | Größe: 36 – 47



**Sand** | Größe: 36 – 47



**Sky** | Größe: 36 – 47

Finden Sie Ihre  
passende Größe



## Movilo® Street



**Black** | Größe: 36 – 47



**White** | Größe: 36 – 47



**Olive** | Größe: 36 – 47



**Pearl** | Größe: 36 – 47



## Entwickelt mit **Prof. Dr. Markus Walther**

*„Sportschuh-Feeling im Alltag  
kombiniert mit medizinischem Konzept:  
Der perfekte Schuh für alle, die den  
ganzen Tag aktiv sein wollen – auch  
wenn das Leben schon Spuren an den  
Füßen hinterlassen hat.“*

Ärztlicher Direktor  
Schön Klinik München Harlaching  
FIFA Medical Centres of Excellence



**DARCO (Europe) GmbH**

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | [info@darco.de](mailto:info@darco.de) | [www.darco.de](http://www.darco.de)

