

Movilo®

DARCO

Chaussure de confort thérapeutique



3 nouvelles couleurs



Douleurs aux pieds ?
Retrouvez le **plaisir**
de marcher.

Confort au quotidien.

Boucle pour un enfilage facile



Soulagement de l'avant-pied



Perméabilité à l'air

Espace pour **vos propres semelles**

Indications

Pour le traitement des problèmes au niveau des pieds en cas de :


- Déformations légères du pied / des orteils comme p. ex. hallux valgus, orteils en marteau et en griffe
- Hallux rigidus
- Métatarsalgie
- Névrome de Morton
- Polyarthrite rhumatoïde
- Polyarthrite, arthrose, goutte
- Fasciite plantaire / Épine calcanéenne
- Formation de cals, prévention des panaris
- Diabète sans PNP / AOP (groupe de risque 0 selon l'Association allemande du diabète)
- Diabète sans PNP / AOP avec déformation du pied (groupe de risque 1 selon l'Association allemande du diabète)
- Diabète avec perte de sensibilité due à une PNP / AOP pertinente (groupe de risque 2a selon l'Association allemande du diabète)

2 modèles.

Quelle est la différence ?

Movilo® Fly

- Avec une boucle supplémentaire sur la languette pour un enfilage facile
- Sans doublure intérieure



Movilo® Street

- Doublure intérieure douce pour un bon amorti et une protection contre les agressions extérieures
- Tige indéformable





Qu'est-ce qui ne va pas ?

- Vous êtes souvent debout et accordez de l'importance à une marche saine et sans douleur ?
- Vous avez des problèmes de pieds et du mal à trouver la bonne chaussure ?
- Vous recherchez des chaussures confortables avec assez de place pour vos semelles orthopédiques ?
- Vous souhaitez des chaussures confortables qui ont aussi du style ?

Alors – **Let's go!**

La chaussure thérapeutique de confort Movilo® a été spécialement conçue pour les personnes ayant des exigences médicales élevées en matière de chaussures. Grâce à sa conception intelligente et son système de semelle intérieure thérapeutique, elle offre un soutien optimal en cas de divers troubles du pied. Son volume généreux et la technologie de pointe de DARCO garantissent un confort maximal et favorisent le processus de guérison.

Movilo® de DARCO –
votre allié idéal pour retrouver
un quotidien actif et
sans douleur.





Eigenschaften



Semelle extérieure

- Barre de déroulement décalée vers l'arrière
 - Décharge de l'avant-pied
- Revêtement en caoutchouc résistant à l'abrasion sur une grande surface (3 mm)
 - Antidérapante
- Construction de la semelle amortissant les chocs et absorbant les forces
- Renfort semi-rigide continu du fond de la chaussure
 - Décharge de l'avant-pied
- Surface d'appui longue et sûre
- Faible rebond (11 mm)



Laçage

- Lacets élastiques avec fermeture rapide
 - Facile à mettre et à enlever
- Lacets plats non élastiques (fournis)
 - Meilleur maintien
- Trou pour lacets supplémentaire
 - Ajustement plus ferme



Système de semelle intérieure

- Semelle orthopédique en 2 parties avec une hauteur totale de 8 mm
 - Semelle intérieure anatomique (6 mm)
 - Guidage modéré du talon
 - Léger soutien de la voûte longitudinale et transversale
 - Semelle PU recouverte de microfibres lisses pour un bon amorti + facilité d'enfilage
 - Semelle de réserve (2 mm)
 - Pour la compensation du volume
 - Amortissement supplémentaire
- Interchangeable
- Espace suffisant (8 mm) pour des semelles personnalisées
- Utilisable individuellement



Forme de chaussure Movilo®

- Conception de la forme adaptée au pied
- Largeur idéale de la plante du pied
- Hauteur de la zone des orteils 21,5 – 27 mm (selon taille)
- Développé en coopération avec Wiest GmbH



Tige

- Respirante
- Pointe du pied renforcée
- Découpe anatomique de la cheville
 - Ajustement idéal de l'arrière-pied
- Contrefort ajusté de manière optimale
 - Bon maintien et soutien sûr du talon
- Boucle au niveau du talon
 - Facilité d'enfilage

Modèle Fly

- Boucle au niveau de la languette de la chaussure
 - Facilité d'enfilage
- Sans doublure intérieure
 - Minceur
 - Souplesse
 - Perméabilité à l'air

Modèle Street

- Tige indéformable
- Doublure intérieure souple
 - Bon rembourrage
 - Protection contre la pression et les influences extérieures
 - Confort de port élevé

Variété colorée.

Il y en a pour tous les goûts.

Movilo® Fly



Berry | Pointures : 36 – 43



Black | Pointures : 36 – 47

Trouvez votre
pointure idéale



Blue | Pointures : 36 – 47



Sand | Pointures : 36 – 47



Sky | Pointures : 36 – 47

Movilo® Street



Black | Pointures : 36 – 47



White | Pointures : 36 – 47



Olive | Pointures : 36 – 47



Pearl | Pointures : 36 – 47



Développé avec **Prof. Dr. Markus Walther**

« Le sentiment d'une chaussure de sport au quotidien combiné à un concept médical : La chaussure parfaite pour tous ceux qui veulent être actifs toute la journée – même si la vie a déjà laissé des traces sur les pieds. »

Directeur médical de la
Schön Klinik Munich Harlaching
Centre médical d'excellence de la FIFA Medical



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

