

OrthoWedge Pro mit EVA-Laufsohle

Vorfußentlastungsschuh

Vorfußentlastung nach Hallux Valgus- und Hammerzehen-OPs
und zur Abheilung von Vorfußulzerationen

Hilfsmittelnummer: 31.03.03.5041

20 %
leichtere *
EVA-Außensohle



Rechts = Links

R=L

Austauschbare Innensohle



Geringes Gewicht



Für eine schnellere und bessere Regeneration

- > Geringes Eigengewicht
- > EVA-Außensohle: Abriebfest mit hoher Dämpfungseigenschaft
- > Einfacher Austausch der Innensohle

* Vergleich mit branchenüblichen Post-OP Schuhen mit TPR-Laufsohle



DARCO

Der OrthoWedge Pro ist die optimierte Version des OrthoWedge



Eigenschaften


- > EVA-Außensohle → Abriebfest mit hoher Dämpfungseigenschaft
- > Verbreiterte Standfläche
- > Breiter Klettgurt mit medialer und lateraler Umlenkschleife
- > Weiches, nahtfreies Innenfutter → Hoher Tragekomfort
- > Druckumverteilung auf Mittel- bzw. Rückfuß
- > Gezielte Vorfußentlastung
- > Square Toe: Großzügige, eckige Form → Schutz der Zehen
- > Weite Öffnungsmöglichkeit und variable Verschlüsse → Bequemen Einstieg
- > Einfache Umrüstung auf rechts oder links

Indikationen

- > Postoperativ bei Eingriffen bei Hallux Valgus, Hammerzehen- / Krallenzehen-OPs
- > Abheilung von Vorfußulzerationen

Die entlastende Versorgung eines diabetischen Fußulkus ist nur indiziert, wenn ansonsten erforderliche Entlastungen (z. B. mit einem Vollkontaktgips oder einer vergleichbaren Orthese) definitiv nicht möglich sind.

Größen und Maße



Größe	Schuhgröße	Innensohle in cm			Art. Nr.
		A	B	C	
XS	33,5 – 37,0	21,5	8,5	6,5	OW0B-STL
S	37,5 – 39,5	23,5	9,5	7,0	OW1B-STL
M	40,0 – 41,5	25,5	10,0	7,5	OW2B-STL
L	42,0 – 44,0	27,5	10,5	8,5	OW3B-STL
XL	44,5 – 47,0	29,5	11,5	9,0	OW4B-STL

Kompatibel mit

