

DARCO

Ubiq[®]

NOUVEAU

Le héros
du quotidien.
Style inclus.

Chaussure de confort thérapeutique



Plus de légèreté à chaque pas.

Boucle
pour une facilité
d'enfilage



Doublure intérieure
souple



Décharge
de l'avant-pied



Place pour
semelles personnalisées

Souhaitez- VOUS...

- ... des chaussures confortables pour tous les jours ?
- ... des modèles compatibles avec vos semelles orthopédiques ?
- ... un look qui vous accompagne parfaitement au travail comme pendant vos loisirs ?

Alors laissez-nous vous présenter la nouvelle Ubiq® ! Une chaussure pour tous ceux qui veulent se déplacer avec confort, santé et style.

La chaussure de confort thérapeutique Ubiq® accompagne le mouvement naturel du pied et offre une agréable sensation de marche – tout au long de la journée.

Au travail, en promenade ou à la maison : Ubiq® suit chacun de vos pas. Fonctionnelle, moderne et polyvalente – un véritable héros du quotidien.

Votre chemin. Votre mobilité. Votre Ubiq®.



Indications.

Quand l'Ubiq® vous soutient de manière optimale.

- Déformations légères du pied et des orteils comme p. ex. hallux valgus, orteils en marteau et en griffe
- Hallux limitus
- Diabète sans PNP / AOP (groupe de risque 0 selon l'Association allemande du diabète)
- Diabète sans PNP / AOP, mais avec déformation du pied (groupe de risque 1 selon l'Association allemande du diabète)

Caractéristiques.

Ce qui rend l'Ubiq® unique.



Semelle extérieure

- Barre de déroulement décalée vers l'arrière
 - Décharge de l'avant-pied
- Revêtement en caoutchouc résistant à l'abrasion sur une grande surface (4 mm)
 - Antidérapante
- Construction de la semelle amortissant les chocs et absorbant les forces
- Renfort semi-rigide continu du fond de la chaussure
 - Décharge de l'avant-pied
- Surface d'appui réduite
 - Déroulement dynamique et rapide
- Faible rebond (7 mm)
 - Position naturelle du pied



Forme de chaussure Ubiq®

- Conception de la forme adaptée au pied
- Largeur idéale de la plante du pied
- Forme galbée
- Hauteur de la zone des orteils 23,3 – 27,6 mm (selon taille)



Semelle intérieure

- Semelle intérieure anatomique (6 mm)
 - Guidage modéré du talon
 - Léger soutien de la voûte longitudinale et transversale
 - Semelle PU recouverte de microfibres lisses pour un bon amorti + facilité d'enfilage
- Interchangeable
- Espace suffisant (6 mm) pour des semelles personnalisées




Laçage

- Lacets élastiques avec fermeture rapide
 - Facile à mettre et à enlever
- Lacets plats non élastiques (fournis)
 - Meilleur maintien



Tige

- Respirante
- Pointe du pied renforcée
- Découpe anatomique de la cheville
 - Ajustement idéal de l'arrière-pied
- Contrefort ajusté de manière optimale
 - Maintien bon et sûr du talon
- Boucle au niveau du talon
 - Facilité d'enfilage
- Tige indéformable
- Doublure intérieure souple
 - Bon rembourrage
 - Protection contre la pression et les influences extérieures
 - Confort de port élevé



Le point de roulement reculé décharge l'avant-pied

Quatre styles.

Quel Ubiq[®]
êtes-vous ?



dynamique
amortissant
antidérapant

Ubiq[®] Way

Black



Grey



Navy



Lemon



**Disponible dans
les pointures 36 à 47**

Trouvez la
taille qui vous
convient



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

