

Commodus Open® Offener Verbandschuh

Ein vielseitiger Problemlöser für Ulzerationen und Wunden

Jetzt neu im Sortiment!



EINER FÜR ALLES

- > zur Wundversorgung bei medialen, lateralen und dorsalen Ulzerationen
- > vielseitige, individuelle Anpassungsmöglichkeiten
- > für sehr voluminöse Verbände geeignet
- > bei Arthritis
- > zur postoperativen Versorgung

HiMi-Nr. 31.03.03.4XXX (beantragt)



DARCO

Ein Schuh – unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten!

Frei wählbare Anzahl der Klettbinden



Um bestehende Ulzerationen und Wunden im Vorfußbereich aussparen zu können, kann je nach Bedarf die Anzahl der zu verwendenden Klettbinden in diesem Bereich frei gewählt werden. Kein, ein, zwei oder drei Klettbinden können flexibel angebracht und wenn notwendig gekürzt werden. So ist der Commodus Open® individuell auf die Bedürfnisse eines jeden Patienten anpassbar!

Eigenschaften

- > individuelle Anpassungsmöglichkeiten
- > mehr Stabilität durch hohen Schaft und regulierbare Schaftweite
- > weit nach vorne gezogene Fersenkappe für eine bessere Führung und Stabilität der Ferse
- > hoher Tragekomfort
- > leichter Einstieg durch komplette Öffnungsmöglichkeit
- > auch für sehr voluminöse Verbände geeignet
- > nahtfreie Komfortzone
- > atmungsaktives Nylongewebe, dehn- und bearbeitbar
- > stoßdämpfende Laufsohle aus EVA
- > erleichtertes Abrollverhalten durch rückverlagerte Ballenrolle
- > durch niedrige Bauhöhe der Sohle ist kein Ausgleichsschuh notwendig
- > der Schuhboden ist durchgehend versteift
- > austauschbare Innensohle
- > rechts und links tragbar


Commodus Open®

„Commodus“ lateinisch für: Angemessen, zweckmäßig, passend, geeignet, bequem, leicht, etwas einer Sache anpassen.

Durch seinen Aufbau, seine Funktion und dem offenen Design passt sich der Commodus Open® einem Problemfuß angemessen, zweckmäßig und bequem an.

Bewährte Qualität, innovative Konzepte!

Die rückverlagerte Ballenrolle sorgt für noch weniger Belastung im Vorfuß und ein erleichtertes Abrollverhalten.



GRÖSSE

ART.-NR.

KOMPATIBEL MIT ART.-NR.

Commodus Open®

Farbe: Schwarz

XS	33,5 – 37,0	CO0
S	37,5 – 39,5	CO1
M	40,0 – 41,5	CO2
L	42,0 – 44,0	CO3
XL	44,5 – 47,0	CO4

PegAssist® Insole

Waben-Einlegesohle

PAS0
PAS1
PAS2
PAS3
PAS4

