

Mit DARCO bestens versorgt in jeder Phase:
Akut, Post-Op & Trauma, Rehabilitation, Prävention



Aktionsvorteil für März 2016!
Aktions-Rabatt 3 + 1: Bei Abnahme von 3 Stück Body Armor® Active erhalten Sie 1 Stück gratis dazu.

Wussten Sie schon ...

... dass DARCO Sprunggelenksversorgungen für jede Phase anbietet?

DARCO bietet sechs unterschiedliche Orthesen bzw. Bandagen an. So ist sichergestellt, dass jede Versorgungsphase (von Akutverletzungen über postoperative und Trauma-Versorgungen, bis hin zur Rehabilitation und Prävention) abgedeckt ist.

Seit 2015 haben wir den Vertrieb der Sprunggelenksorthese Active Ankle eingestellt. Mit unserem neuesten Zugang, der **Body Armor® Active**, bieten wir eine perfekte Alternative. Sie vereint optimale Stabilität mit gezielter Mobilität – sowohl in der Rehabilitationsphase als auch in der Präventionsphase!

Durch die anatomisch korrekt geformten seitlichen Stabilitätselemente und die verkürzte Orthesensohle lässt sich der Fuß optimal und sicher in der Orthese positionieren. Die physiologisch korrekte Fußbewegung, durch die parallel zueinander stehenden und somit anatomisch richtig liegenden Drehgelenke, ist gewährleistet. Die Orthese ist sowohl rechts wie links tragbar und durch nur einen breiten Klettverschluss leicht und schnell anzulegen.



Rückantwort einfach ausfüllen und per Fax oder E-Mail an uns zurücksenden:

DARCO (Europe) GmbH | Customer Service | Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Fax: 0 88 07.92 28-22 | info@darco.de

Ja, ich möchte den Aktions-Rabatt 3 + 1 nutzen. (Einfach ankreuzen und Menge eintragen.)

____ × S (35 – 39)

____ × M (40 – 44)

____ × L (45 – 49)

Senden Sie mir Infomaterial zu den Sprunggelenksorthesen/-Bandagen.

Absender (bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an)

Ansprechpartner

E-Mail

Kundennummer (falls vorhanden)

Unterschrift

Ihr Stempel