

Aktionsvorteil für Oktober 2015!  
Sichern Sie sich jetzt eine  
versandkostenfreie Lieferung  
des Body Armor® Pro Term.




## Wussten Sie schon ...

### ... dass DARCO eine Fußstumpforthese anbietet?




Die Body Armor® Pro Term Fußstumpforthese von DARCO ist eine Interimsversorgung nach Chopart- und Lisfranc-Amputationen. Durch die eingearbeiteten, regulierbaren Luftpolster lässt sich dieses Hilfsmittel noch besser an die Gegebenheiten des Fußstumpfes anpassen. Die ventrale Stützlasche gibt durch das variable Schließsystem eine flächige Kompression.

Der Body Armor® Pro Term stellt eine konservative Versorgung dar. Die Orthese kann verändert und somit individuell auf die Patientenansprüche zugeschnitten werden.



perfekte Passform  
durch Luftkompression



keilförmiges Sohlensystem für  
eine optimale Rückbelastung

Rückantwort einfach ausfüllen und per Fax oder E-Mail an uns zurücksenden:

DARCO (Europe) GmbH | Customer Service | Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Fax: 0 88 07.92 28-22 | info@darco.de

Ja, ich möchte den Body Armor® Pro Term versandkostenfrei bestellen:

Größe M (Stumpflänge 16 cm) | Menge: \_\_\_\_\_

Größe L (Stumpflänge 19 cm) | Menge: \_\_\_\_\_

Senden Sie mir Infomaterial zum Body Armor® Pro Term:

Produktflyer

Anwenderbericht

Absender (bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an)

\_\_\_\_\_

Ansprechpartner

\_\_\_\_\_

E-Mail

D \_\_\_\_\_

Kundennummer (falls vorhanden)

\_\_\_\_\_

Unterschrift

Ihr Stempel