

# DARCO Special: Zeit für Anpassungs- fähigkeit

gültig bis 15. Januar 2014



**Aktions-Vorteil:**  
Versandkostenfrei vom  
15. Dezember bis 15. Januar

## OPTIMA Diab

Bessere Wundversorgung durch  
mehr Variabilität.



# DARCO

# OPTIMA Diab

Unterschenkelfußorthese

- > für die Akutversorgung von plantaren diabetischen Läsionen am Fuß
  - > zur Behandlung der chronischen Phase des Charcot-Fußes
  - > Safety-Lock Verschluss-System
  - > Tintenlöschsohle
  - > in 5 Größen erhältlich
  - > rechts und links tragbar
- 
- > Hilfsmittelnummer beantragt



Der OPTIMA Diab ist durch einen hohen Schaft, eine starre, thermoplastisch verformbare Fersenversteifung und durch ein abwischbares, atmungsaktives und röntgendurchlässiges Oberteil gekennzeichnet. Eine starre Brandsohle dient dem Flexions- und Torsionsschutz während der Tragezeit. Dank des hohen Schafts wird der Fuß entlastet. Die Wadenmuskulatur bleibt aktiv, die Blutzirkulation wird gefördert und unerwünschte Stauungen werden vermieden. Der Heilungsprozess wird dadurch deutlich verkürzt.

#### OPTIMA Insole 3 x 3

Inklusive modularer Innensohle zur Druckumverteilung



#### OPTIMA TM Insole

Transmetatarsale Amputationseinlage optional erhältlich

**Nutzen Sie unseren Aktions-Rabatt  
und bestellen Sie heute: +49 (0) 88 07.92 28-0**

**DARCO – Ihr Spezialist für die medizinische  
Versorgung mit Hand und Fuß.**



DARCO (Europe) GmbH | Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany  
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-22  
info@darco.de | www.darco.de



130717