

# DARCO Special: Zeit für Variationen

gültig bis 15. April 2013

**Aktions-Rabatt:  
5% auf Ihre Body Armor® Vario  
Bestellung!**

## Body Armor® Vario Sprunggelenksorthese von DARCO

Individuell anpassbare Orthese zur Behandlung von  
medialen und lateralen Sprunggelenkerkrankungen.



# DARCO

# Body Armor® Vario

Sprunggelenksorthese

- > Schädigungen der Peroneal-Sehnen
- > Läsionen des lateralen Bandapparates
- > Innenbandläsion (Deltoid)
- > Tibialis posterior Sehnenverletzung oder -schwäche
- > nach Plattfuß-Rekonstruktion
- > nach Lapidus-Eingriffen



Die neue Body Armor® Vario Sprunggelenksorthese überzeugt durch ihr innovatives Vario-Konzept: Bewährte Vorzüge der klassischen Zweischalen-Orthese werden erstmals mit variablen Fersenpositionierungsplatten zur Fersen-Varus oder Fersen-Valgus Korrektur (2°/4°/6°) und Längswölbungselementen (hoch / mittel / niedrig) kombiniert. Dies ermöglicht eine individuelle und dem jeweiligen Heilungsverlauf angepasste Behandlung des Patienten im post-operativen und konservativen Bereich.

Die Body Armor® Vario zeichnet sich durch hohe Funktionalität und angenehmen Tragekomfort aus. Kontrolle und der Austausch der variablen Elemente finden in Abstimmung mit dem Arzt oder Fachhandel statt.

## Merkmale & Vorteile

- 1 Fersenpositionierungsplatten
- 2 anatomisch geformte Längswölbungselemente
- 3 anatomisch geformte seitliche Stabilitätsschienen
- 4 3/4 lange Sohlenplatte
- 5 DARCO Y-closure system

**Nutzen Sie Ihren Aktions-Vorteil  
und bestellen Sie heute: +49 (0) 88 07.92 28-0**

**DARCO – Ihr Spezialist für die medizinische Versorgung mit Hand & Fuß.**



DARCO (Europe) GmbH | Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany  
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-22  
info@darco.de | www.darco.de