

DARCO Special: Zeit für gute Bettung

gültig bis 15. November 2012

Aktions-Rabatt:
10% Rabatt auf alle Heelift® AFO's

Heelift® Fersenfreilagerungen

Behandeln Sie den Patienten wie ein rohes Ei!
Zur effektiven Druckentlastung, Prävention
und Abheilung von Wunden.



DARCO

Heelift® AFO

Standard + Smooth

Fersen-Freilagerung

- > zur Unterstützung der Dorsalflexion bei Beinlähmungen
- > Behandlung der Spitzfußstellung / -kontraktur
- > als angenehm zu tragende Nachtschiene
- > zur Prävention und zur Abheilung offener Wunden beim diabetischen Fuß und Dekubitus
- > 2 Oberflächen-Arten

- > Hilfsmittelnummer 11.11.05.0020



Mit dem Heelift® AFO wird eine effektive Druckentlastung im Fersenbereich erzielt. Er ermöglicht eine sanfte Kontrolle der Fußstellung und erlaubt kurze Distanzen zu Fuß.

Der Heelift® AFO ermöglicht, wie alle Heelift® Modelle, eine patientenspezifische Anpassung. Mittels der halbstarren Schiene wird die Position und die Bewegung des Fußes kontrolliert. Der Heelift® AFO hat eine griffige Sohle, die ein Ausrutschen verhindert. Diese Funktion ist ideal für kurze Strecken zwischen Bett, Rollstuhl, Toilette oder therapeutischer Behandlung.



Smooth: Glatte Oberfläche für empfindliche Haut.



Standard: Genoppte Oberfläche für eine bessere Luftzirkulation.

Nutzen Sie unseren Aktions-Rabatt und bestellen Sie heute: +49 (0) 88 07.92 28-0

DARCO – Ihr Spezialist für die medizinische Versorgung mit Hand und Fuß.



2012



DARCO (Europe) GmbH | Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco.de | www.darco.de