

# Die neue Body Armor® Active Sprunggelenksorthese von DARCO

Optimale Stabilität bei gezielter Mobilität!



- > rehabilitative und präventive Versorgung
- > anatomisch perfekte Passform
- > physiologisch korrekte Fußbewegung
- > leicht, atmungsaktiv und trotzdem stabil
- > einfach und schnell anzulegen
- > Wirkungsweise der maßgefertigten Einlage bleibt erhalten



**DARCO**

#### 1. Stabilitätselemente

Perfekte Passform durch anatomisch korrekt geformte Stabilitätselemente.

#### 2. Orthesensohle


Mehr Platz im Schuh durch die verkürzte Orthesensohle.

#### 3. Klettband

Einfaches und schnelles Anlegen durch einen breiten Klettverschluss.

#### 4. Drehgelenk

Physiologisch korrekte Fußbewegung durch die parallel zueinander stehenden und somit anatomisch richtig liegenden Drehgelenke. Freie Dorsalextension und Plantarflexion möglich.



## Body Armor® Active

Die Body Armor® Active ist eine Sprunggelenksorthese, die in der Rehabilitationsphase aber auch in der Präventionsphase verwendet wird. Der untere Bereich der seitlichen Polsterung (soft-pad) dient in erster Linie zum Schutz des verletzten Knöchels. Dieser kann nach der Abheilung an der Markierung abgeschnitten werden. Das Anlegen der Orthese wird durch nur einen breiten Klettverschluss zum Kinderspiel.

**Wichtig: Die Wirkungsweise der maßgefertigten Sporteinlage bzw. orthopädischen Einlage bleibt erhalten!**

#### Indikationen

- > Distorsionstraumata des oberen Sprunggelenks
- > Insuffizienz des Kapselbandapparates des oberen Sprunggelenks
- > Prävention gegen chronische Instabilität
- > postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion



Artikelnr.	Farbe	Größe
BAA1	Schwarz-Grau	S 35,0–39,0
BAA2	Schwarz-Grau	M 40,0–44,0
BAA3	Schwarz-Grau	L 45,0–49,0

Die Sprunggelenksorthese ist rechts und links tragbar.

