

Das original PegAssist® System von DARCO zur gezielten Druckentlastung



DARCO

Die Pegs werden an den entsprechenden Stellen entfernt, um eine gezielte Druckentlastung zu erhalten. Der Deckkarton fixiert die Entlastungszone.



MedSurg /-Pro®



Relief Dual®



HeelWedge®



SlimLine®



OrthoWedge /-Light




A.P.B.®

Das PegAssist® Einlagensystem ist für alle abgebildeten Modelle erhältlich.

Die Sohle besteht aus einer 18 mm Kombination aus Plastazote®, Poron® und EVA. Die perfekte Kombination zur Stoßreduzierung und Formbarkeit.

Nachdem die Pegs an der entsprechenden Stelle entfernt wurden, wird der Deckkarton vollständig auf die Sohle geklebt. Er ist mit einer Klebefolie versehen und fixiert die Pegs um die Entlastungszone und gewährleistet, dass diese nicht verändert wird. Der Deckkarton ist im Lieferumfang enthalten.



Standard Verbandschuh



OrthoWedge



+ PegAssist®

GRÖSSE	ART.-NR.
für MedSurg /-Pro®, Relief Dual® Damen	
WS 34,0 – 36,5	PAS-W1
WM 37,0 – 38,5	PAS-W2
WL 39,0 – 41,0	PAS-W3
Herren	
MS 39,0 – 41,0	PAS-M1
MM 41,5 – 43,0	PAS-M2
ML 43,5 – 45,0	PAS-M3
MXL 45,5 – 47,0	PAS-M4

für OrthoWedge, HeelWedge®, A.P.B.®, SlimLine®	
XS 33,5 – 37,0	PAS0
S 37,5 – 39,5	PAS1
M 40,0 – 41,5	PAS2
L 42,0 – 44,0	PAS3
XL 44,5 – 47,0	PAS4

für OrthoWedge Light	
XS 33,5 – 37,0	PAS-STL0
S 37,5 – 39,5	PAS-STL1
M 40,0 – 41,5	PAS-STL2
L 42,0 – 44,0	PAS-STL3
XL 44,5 – 47,0	PAS-STL4

