

DARCO TAS® Toe Alignment Splint zur postoperativen Versorgung – ideal auch bei minimalinvasiven Eingriffen



Die TAS® Zehenschiene ist ein redressierender Verband, welcher anstelle von Tape-verbänden postoperativ eingesetzt wird. Sie erlaubt eine Fixierung und Ausrichtung der operierten / korrigierten Zehen in die gewünschte Position, was das Operationsergebnis maßgeblich bestimmt. Somit ist die Bandage nicht nur nach Hallux Valgus- (1), Hammerzehen- (2) oder Schneiderzehen-Operationen (3) indiziert, sondern auch eine ideale Versorgung nach minimalinvasiven Eingriffen.





Die TAS® Zehenschiene stellt eine effektive und kostengünstige Möglichkeit dar, die gewünschte Zehenstellung postoperativ während des Heilungsverlaufs zu halten.

Das elastische Fersenband am Rückfuß verhindert das Abgleiten der Mittelfußbandage. Das weiche Material und der Verzicht auf starre Kunststoffelemente sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Die einzelnen Schlaufen halten die Zehen in der gewünschten Position.

Vorteile und Merkmale

- > Das dünne Textilmaterial trägt nicht auf und somit kann die TAS® Zehenschiene in postoperativen Schuhen getragen werden.
- > Das weiche Material der TAS® ist hautfreundlich.
- > Universalgröße
- > Rechts und links tragbar
- > Hilfsmittelnummer: 23.01.01.0008

GRÖSSE	ART.-NR.
Farbe: Weiß Universal	TAS



Kennen Sie schon unseren Film zur TAS® Toe Alignment Splint?
Auf unserer Webseite unter www.darco.de/info-produktvideos.html

