

WCS® Light geschlossener Langzeitverbandschuh



- > bei Behandlung des diabetischen Fußsyndroms
- > zur Abheilung offener Wunden und leichter Ulzera
- > zur Druckentlastung
- > große Zehenbox für eventuell noch vorhandene Verbände
- > HiMi-Nr. 31.03.03.4XXX



DARCO

Druckstellen und offene Wunden gehören zu den häufigsten Folgeerscheinungen des Diabetes Mellitus und stellen in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung in Bezug auf Heilung und Entlastung des Fußes dar.



- > nahtfreier Zehenbereich
- > dehnbares und luftdurchlässiges Obermaterial
- > großzügig dimensionierter Zehenbereich für dünnere Verbände
- > 4 herausnehmbare Sohlen in verschiedenen Farben und Shorehärten; eine individuelle Zurichtung der Sohlen ermöglicht ein selektives Schaffen plantarer Entlastungszonen
- > guter Fersensitz durch hohe Hinterkappe
- > dezente Optik

WCS® Light Langzeitverbandschuh

Gerade im Anfangsstadium des diabetischen Fußsyndroms, also bei leichten Ulzera, ist der Diabetes-Patient auf einen komfortablen, sicheren Schuh angewiesen, der die notwendige Druckentlastung sicherstellt und im Innen- und Außenbereich tragbar ist.

Mit dem neuen WCS® Light bietet DARCO das bewährte 4-Sohlen-System für individuelle Bearbeitungsmöglichkeit zur Druckentlastung in Form eines geschlossenen Schuhs an. Das leichte und luftdurchlässige Obermaterial sorgt für hohen Tragekomfort und lässt ausreichend Platz für Verbände.



Der WCS® Light ist als Paar in sieben Größen erhältlich.

ART.-NR. GRÖSSE

| | | |
|-------|-----|-------------|
| WCSL0 | XS | 35,0 – 36,0 |
| WCSL1 | S | 37,0 – 38,0 |
| WCSL7 | S/M | 39,0 – 40,0 |
| WCSL2 | M | 41,0 – 42,0 |
| WCSL3 | L | 43,0 – 44,0 |
| WCSL4 | XL | 45,0 – 46,0 |
| WCSL5 | XXL | 47,0 – 48,0 |

Farbe: Schwarz

