

Schienen und Bandagen für Schulter bis Hand, Rumpf und Knie

Mit dem MECRON Sortiment sind Sie bestens versorgt.



DARCO vertreibt exklusiv und europaweit die Original MECRON Produkte.

Mit den hochwertigen MECRON Produkten haben wir eine seit langer Zeit sehr gut etablierte Produktreihe zusätzlich in unser Portfolio aufgenommen. Die zu 100% in Deutschland gefertigten MECRON Soft Goods erweitern unser Sortiment ideal.

Schulter bis Hand

- > Schulterbandagen
- > Ellenbogen- und Handgelenkschienen

Rumpf

- > Thorax- und Abdominalbandagen
- > Hüftverbände

Knie

- > Knieschienen



MECRON
by **DARCO**

Schulterbandagen

Ellenbogen- und Handgelenkschienen



- > Schulterluxation, Frakturen der Scapula und Gelenkpfanne
- > Verletzung des Oberarmkopfes und prox. Humerus
- > Weichteilverletzungen und Luxationen
- > Omarthrose
- > posttraumatische, postoperative Ruhigstellung
- > Stabilisierung und Ruhigstellung von Schulter und Oberarm
- > waschbar

Die **MECRON Schulterbandagen** dienen der Fixierung der Schulter und Ruhigstellung des Armes. Die Bandagen bestehen aus Einzelteilen: dem Thoraxgurt, einer Manschette für den Unterarm und einer für das Handgelenk. Dadurch wird eine stabile Fixation der Schulter und des Arms in der vom Arzt verordneten Stellung erreicht. Die Passform ermöglicht das individuelle Anpassen an die anatomischen Gegebenheiten des Patienten. Die Bandage ist zur Langzeitanwendung geeignet.

- > posttraumatische, postoperative Ruhigstellung
- > Ruhigstellung des Ellenbogen- bzw. Handgelenks
- > einfach Anzulegen
- > mit praktischen Klettverschlüssen
- > waschbar

Die **MECRON Elbow Splint Ellenbogenschiene** dient der Ruhigstellung des Ellenbogengelenks. Die Ellenbogenschiene ist mit zwei Aluminiumbeugestäben zur Stabilisierung versehen. Die Stäbe sind in einer Tasche positioniert, die mit einem Klettverschluss versehen ist. Die Stäbe sind herausnehmbar und können bei Bedarf nachgebogen werden. Die Schiene wird mit Klettverschlüssen fixiert und bietet einen rutschfreien, patientenkomfortablen Sitz. Die verwendeten Materialien sind hautfreundlich und atmungsaktiv. Die Seitenbänder sind zur Fixierung der vorgebogenen Gradstellung.

Die **MECRON Wrist Guard Handgelenk-Unterarmschiene** dient der Ruhigstellung des Handgelenks ohne Einschränkung der Fingerbeweglichkeit. Die Handgelenk-Unterarmschiene wird durch volare und dorsale Aluminiumschienen stabilisiert. Die Schiene wird mit Klettverschlüssen fixiert und bietet einen rutschfreien, patientenkomfortablen Sitz. Die verwendeten Materialien sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

Thorax- und Abdominalbandagen, Hüftverbände

Knieschienen



- > posttraumatische, postoperative Ruhigstellung
- > Kompression
- > Stützung / Stabilisierung
- > waschbar

Die **MECRON Belt Thorax- und Abdominalbandage** dient zur Kompression und ist aus elastischem, atmungsaktivem Baumwollmaterial gefertigt. Durch das Befestigen des breiten Klettverschlusses des Taillenbandes an das Baumwollgewebe kann die Bandage individuell verschlossen werden. Die Kombination von unelastischem und elastischem Material ermöglicht eine optimale Anpassung der Bandage an die anatomischen Gegebenheiten.

Der **MECRON Hip-Compression Hüft-Kompressions-Stabilisationsverband** dient zur Führung, Ruhigstellung und Stabilisierung des Hüftgelenks. Die Klettverschlüsse erlauben eine stufenlose Anpassung sowohl am Oberschenkel als auch an der Hüfte. Drei im Hüftbereich in einer Tasche positionierte Kunststoffstäbe gewährleisten die gewünschte Kompression.

Der **MECRON Hip-Spica Hüftspicaverband** dient zur Kompression und Stabilisierung des Hüftgelenkes. Die Klettverschlüsse erlauben eine stufenlose Anpassung sowohl am Oberschenkel als auch an der Hüfte.

- > konservative Therapie bei Seitenbandläsionen
- > Kreuzbandinstabilitäten & Meniskusschädigungen
- > traumatische oder degenerative Kniegelenkveränderungen
- > Patellaluxation
- > posttraumatische, postoperative Ruhigstellung
- > herausnehmbare Stabilisierungsstäbe
- > Ruhigstellung des Knies in verschiedenen Grad-Stellungen
- > waschbar

Die **MECRON Knieschienen** dienen der Ruhigstellung des Knies in der vom Arzt verordneten Beugstellung. Die Knie Ruhigstellungsschienen sind mit medialen und lateralen Aluminiumstäben zur seitlichen Stabilisierungsunterstützung versehen. Die posterioren Aluminiumstäbe sind in Taschen mit Klettverschluss positioniert. Die Stäbe sind herausnehmbar und können bei Bedarf nachgebogen werden. Die Schienen sind mit Klettverschlüssen versehen und bieten durch zusätzlich eingebrachte Schaumstoffpolster einen rutschfreien, patientenkomfortablen Sitz. Die verwendeten Materialien sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

Ausführliche Informationen, Größen & Artikelnummern entnehmen Sie bitte dem MECRON Katalog oder unserer Internetseite: www.darco.de

