

# NEU: MECRON Knie 3-part Plus

## 3-teilige Universal Knieschiene

Ruhigstellung des Knies in 0° oder 20° Stellung. Durch neue, zusätzliche Produktvorteile bietet diese Original MECRON Knieschiene einen noch höheren Tragekomfort für den Patienten.

### Indikationen:

- > Konservative Therapie bei Seitenbandläsionen
- > Kreuzbandinstabilitäten
- > Meniskusschädigungen
- > Traumatische oder degenerative Kniegelenkveränderungen
- > Patellaluxation
- > Posttraumatische / postoperative Ruhigstellung
- > Postoperativ bei Knorpeltransplantationen
- > Korrekturosteotomie zur Begradigung der Beinachse

### Wirkungsweise:

- > Ruhigstellung des Knies in 0° oder 20° Stellung

### Eigenschaften:

- > Herausnehmbare Stabilisierungsstäbe
- > Individuelle Anpassung an den Beinumfang
- > Rutschfest durch Silikonknoppen
- > Einfache Anpassung durch Positionierungshilfen
- > Allergietestetes Material
- > Waschbar
- > Rechts und links tragbar

### Hilfsmittelnummer:

23.04.01.0023 (Beugung 0°)

23.04.01.1016 (Beugung 20°)

Jetzt NEU!



**DARCO**

# Produktvorteile



## 1 Abrundungen

Durch die abgerundeten und eingefassten Klettbänder werden scharfe Kanten vermieden.



## 4 Anti-Rutsch-Beschichtung

Die angebrachten Silikonkuppen im Wadenbereich verhindern ein Verrutschen und bieten einen sicheren Halt der Schiene.



## 2 abnehmbares Patellaband

Es fixiert und zentriert die Kniescheibe und schränkt zusätzlich die Flexionsbewegung im Kniegelenk ein.



## 3 Einstecktasche

Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Logo oder andere Informationen an der Schiene zu platzieren.



## 5 Positionierungshilfen

Durch die Markierungen lässt sich die 3-teilige Schiene perfekt an die Unter- und Oberschenkelumfänge des Patienten anpassen bzw. einstellen.

GRÖSSE

ART.-NR.

PZN

GRÖSSE

ART.-NR.

PZN

Farbe: Schwarz

Beugung 0°

|       |           |          |
|-------|-----------|----------|
| 40 cm | OSP655104 | 14296990 |
| 50 cm | OSP655304 | 14297009 |
| 60 cm | OSP655504 | 14297015 |

Beugung 20°

|       |           |          |
|-------|-----------|----------|
| 40 cm | OHP655124 | 14297044 |
| 50 cm | OHP655324 | 14297050 |
| 60 cm | OHP655524 | 14297067 |