

MECRON ReadyDressment Strips Postoperative Tape-Stabilisierung

Sichern Sie Ihr Operationsergebnis mit sofort einsatzbereiten und elastischen Pre-Cut Tapes z. B. nach minimalinvasiven Eingriffen

Neu bei DARCO



Indikationen | Postoperativ (auch bei minimalinvasiven Fußeingriffen):

- > Akin Osteotomien
- > Chevron Osteotomien
- > DMMO (Distale Metatarsale Metaphysäre Osteotomie)
- > Krallen-/Hammerzehen-Korrekturen
- > Curly toe-Rekonstruktionen
- > Cock-up toe D V
- > Tailor's bunion-Korrekturen
- > Tenotomien

MECRON

Anwendungsbeispiele



Akin Osteotomie

Operative Technik:

Osteotomie am Großzehengrundglied mit einem medial basigen Keil

Tape-Technik:

Vom Endglied zum Grundglied ziehendes Tape auf der medialen Seite unter leichter Kompression



Chevron Osteotomie

Operative Technik:

Metatarsale-I-Köpfchen-Osteotomie zur Korrektur des Metatarsus primus varus bei Spreizfußdeformitäten

Tape-Technik:

Zur Fixierung des Repositionsergebnisses von medial nach lateral ziehende Tapes unter mildem Zug



Wirkungsweise:

- > dynamische Stabilisierung
- > keine Einschnürungen
- > frühfunktionelle Nachbehandlung möglich
- > individuelle Zügelung

Eigenschaften:

- > elastisch und ca. 60% dehnbar
- > leicht und individuell zu applizieren
- > Tape-Anlage kann leicht korrigiert werden
- > Tapes in zwei unterschiedlichen Längen zur individuellen, anatomischen Anpassung
- > mehrere Tage ohne Einschränkungen tragbar
- > länger haltbar als Wundnahtstreifen
- > vorkonfektioniert, gebrauchsfertig
- > hautverträglich

GRÖSSE	WEISS ARTIKELNR.	BLAU ARTIKELNR.	
	PZN	PZN	
Short 8 Stück, 10 × 1,4 cm (Länge dehnbar bis zu 16,5 cm)	MRSW-1 13164559	MRSB-1 13164565	Als Sprechstundenbedarf (per Rezept, Praxis) bzw. Verbandsmaterial (Klinik) zu beziehen.
Short BigPack 500 Stück, 10 × 1,4 cm	MRSW500-1 13164594	MRSB500-1 13164602	
Long 4 Stück, 13,5 × 1,8 cm (Länge dehnbar bis zu 22 cm)	MRSW-2 13164571	MRSB-2 13164588	*Bildnachweis: Abbildungen aus dem Buch »Minimally Invasive Foot Surgery« mit freundlicher Genehmigung von Dr. Mariano de Prado
Long BigPack 500 Stück, 13,5 × 1,8 cm	MRSW500-2 14022206	MRSB500-2 14022212	

