

25. September 2014

Pressemitteilung



Neu bei DARCO: Fußteilentlastungsschuh MedSurg Dual Soviel Entlastung wie nötig – soviel Belastung wie möglich.

Raisting: Als ein weltweit führender Anbieter von orthopädischen Hilfsmitteln und Schuhen mit starkem Engagement in der postoperativen Versorgung erweitert DARCO zum 1. Oktober 2014 sein Portfolio um den neuen Fußteilentlastungsschuh MedSurg Dual. Dieser dient der Stabilität und Druckumverteilung nach Operationen am Fuß.

Der Fußteilentlastungsschuh überzeugt durch eine innovative und völlig neu designte Zwei-Sohlentechnologie: einer Gummilaufsohle als Bodenkontaktfläche kombiniert mit einer EVA-Sohle für eine optimale Kraftaufnahme. Diese Verbindung der beiden Materialien zeigt eine deutlich verbesserte Stoßdämpfung sowie Rutschfestigkeit und ein optimiertes Abrollverhalten des Schuhs. Durch eine langsohlige, rigide Brandsohle entstehen während der Schrittabwicklung deutlich reduzierte Fußgelenksbewegungen, zudem wird eine bessere Druckumverteilung erreicht.

Durch Verwenden der modularen Innensohle Puzzle Insole® (optional erhältlich) mit leichtem Negativabsatz entsteht eine verstärkte Keilbildung mit erhöhter Fersenbelastung und der daraus resultierenden erhöhten Vorfußentlastung.

Mit dem MedSurg Dual bringt DARCO ein in Design und Funktion optimierten Topseller auf den Markt.

Abdruck/Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

DARCO (Europe) GmbH
Matthias Hain | Leiter Marketing
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-28 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-23
mhain@darco.de | www.darco.de



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco.de | www.darco.de

Geschäftsführer:
Johannes Hagenmeyer
Amtsgericht München | HRB 154693
USt-Id-Nr. DE 128 666 814