

27. November 2014

Pressemitteilung



Neu: DARCO Posterior Splint - die innovative Unterschenkel-Lagerungsschiene

Raisting: DARCO erweitert zum 1. Dezember 2014 sein Portfolio um den neuen **DARCO Posterior Splint**, eine gebrauchsfertige Schiene zur Unterschenkel-Lagerung. Postoperativ stellt der Splint direkt im OP eine zeit- und kostensparende Alternative zu herkömmlichen Gips- oder thermisch zu bearbeitenden Schienen dar, somit ist der Splint enorm kosteneffizient.

Auch zur präoperativen Lagerung, zur kurzfristigen, notärztlichen Versorgung nach einem Trauma oder als allgemeine Ruhigstellungsschiene, findet der Posterior Splint seinen perfekten Einsatz.

In die Außenschale eingearbeitete Klettstreifen ermöglichen ein einhändiges Wickeln mit einer herkömmlichen Binde, um die Schiene zu fixieren, nachdem der Fuß versorgt wurde.

Angeboten wird der DARCO Posterior Splint in zwei Winkeln (90° und 110°) in drei Größen (S, M, L). Der 110° Winkel ist speziell zur Versorgung von Achillessehnenpathologien in 20° Spitzfußstellung entwickelt.

Mit dem Posterior Splint bringt DARCO ein Produkt mit hohem Potential auf den Markt.

Abdruck/Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

DARCO (Europe) GmbH
Katja Eger | Marketing
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-45 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-23
keger@darco.de | www.darco.de



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco.de | www.darco.de

Geschäftsführer:
Johannes Hagenmeyer
Amtsgericht München | HRB 154693
USt-Id-Nr. DE 128 666 814