

11. Mai 2015

Pressemitteilung



Neu: Relief Contour Insole von DARCO

Raisting: Zum 15. Mai 2015 erweitert DARCO sein Portfolio um die neue **Relief Contour Insole**, eine langsohlige Weichbettungseinlegesohle. Durch die Versorgung mit diese Sohle wird eine nahezu 90%ige Druckumverteilung erzielt.

Das spezielle Sohlendesign paßt sich ideal an die anatomischen Gegebenheiten des Fußes an. Die laterale und mediale Längswölbung sowie die proximale Querwölbung gewährleisten eine optimale Druckumverteilung und eliminieren hohe Druckspitzen nahezu völlig.

Ein Negativabsatz erzeugt eine Dorsalextension von 2,4 Grad. Dadurch ist die Druckumverteilung vom Vor- und Mittelfußbereich auf den Rückfuß zusätzlich gewährleistet. Die Relief Contour Insole ist aus selbsttragendem, beschleifbarem PU-Material mit hoher Rückstellfähigkeit und ist für die DARCO Post-OP-Schuhe MedSurg, MedSurg Pro® und Relief Dual konzipiert.

Angeboten wird die Relief Contour Insole in 7 Größen (3 Damengrößen und 4 Herrengrößen) und als rechte und linke Variante.

Damit bringt DARCO ein weiteres Produkt mit hohem Potential auf den Markt.

Abdruck/Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

DARCO (Europe) GmbH
Katja Eger | Marketing
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-45 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-23
keger@darco.de | www.darco.de



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco.de | www.darco.de

Geschäftsführer:
Johannes Hagenmeyer
Amtsgericht München | HRB 154693
USt-Id-Nr. DE 128 666 814