

25. August 2015

Pressemitteilung



Interimsversorgung nach Chopart- und Lisfranc-Amputationen

Raisting: Die Interimsversorgung von minor amputierten Patienten stellt für den Techniker bzw. Arzt oft eine Herausforderung dar. Deshalb hat DARCO eine adäquate, konfektionierte Versorgungsmöglichkeit entwickelt, die für eine ca. 10-wöchige Tragedauer konzipiert ist. In dieser Zeit soll der Fußstumpf völlig ausheilen. Danach wird eine übliche Maßschuhversorgung vorgenommen.

Bis dato wird für diese Heilungszeit oftmals ein Vorfußentlastungsschuh verwendet. Hierbei wird aber auf eine sprunggelenksübergreifende Stabilität verzichtet. Zudem kann der Stumpf in dieser Phase sehr deformieren und eine spätere Maßschuhversorgung umso schwieriger machen. Die Interimsversorgung nach einem individuellen Gipsabdruck dauert oft lange und der Patient kann nicht früh genug mobilisiert werden.

Mit der Fußstumpforthese Body Armor® Pro Term von DARCO wird der notwendigen sprunggelenksübergreifenden Stabilisierung entsprochen. Der stabile, knöchelübergreifende Schaft stabilisiert das obere sowie untere Sprunggelenk. Außerdem wird die Stumpfform durch ein gewisses Maß an Kompression über das Inlay gehalten. Durch die eingearbeiteten, regulierbaren Luftpolster lässt sich dieses Hilfsmittel noch besser an die Gegebenheiten des Fußstumpfes anpassen. Die ventrale Stützlasche gibt durch das variable Schließsystem eine flächige Kompression. Durch die keilförmige Lauf- und Innensohle ist eine Rückfußbelastung gewährleistet. Die Orthese stellt eine konservative Versorgung dar, die handwerklich verändert werden kann und so individuell auf die Patientenansprüche zugeschnitten wird.

Abdruck/Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

DARCO (Europe) GmbH

Matthias Hain | Leiter Marketing

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany

Tel. +49 (0) 88 07.92 28-28 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-23

mhain@darco.de | www.darco.de



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco.de | www.darco.de

Geschäftsführer:
Johannes Hagenmeyer
Amtsgericht München | HRB 154693
USt-Id-Nr. DE 128 666 814