

8. Mai 2018

Pressemitteilung



### **Modulares Konzept – Unterschenkel-Fußorthese Relief Insert® Walker**

Raisting: Hinter der modularen Unterschenkel-Fußorthese Relief Insert® Walker von DARCO steht ein neues Konzept: Einerseits eine Lagerungsschiene zur Spitzfußprophylaxe, andererseits eine auf- und abrüstbare Walker-Alternative.

Die Lagerungsschiene lässt sich zur gewohnten, postoperativen Spitzfußprophylaxe im Bett anwenden. Sie ist leicht anzulegen und mit einem weichen Innenfutter ausgestattet. Für Wundkontrollen, Verbandswechsel oder Röntgenuntersuchungen ist der Lagerungsschienenenteil des Relief Insert® Walkers mit einem Handgriff abnehmbar.

Sobald die Mobilisierung beginnt, stellt sich der Patient mit der Lagerungsschiene in den Relief Dual® Fußteilentlastungsschuh – und ist somit direkt mit einer Walker-Alternative ausgerüstet. Bei Bedarf lässt sich der Schuh jederzeit ablegen, Patient oder Patientin können sich frei von Straßenschmutz unmittelbar auf die Couch oder ins Bett legen – und der Fuß bleibt versorgt.

Ab sofort kann die Unterschenkel-Fußorthese auch per Rezept verschrieben werden, da sie erfolgreich ins Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen wurde. Abgerechnet wird der Relief Insert® Walker mit der vom GKV erteilten Hilfsmittelnummer 23.06.01.0070.

Abdruck/Veröffentlichung freigegeben.  
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

DARCO (Europe) GmbH  
Matthias Hain | Leiter Marketing  
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany  
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-28 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-23  
mhain@darco.de



DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany  
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-22  
info@darco.de | www.darco.de

Geschäftsführer:  
Johannes Hagenmeyer  
Amtsgericht München | HRB 154693  
USt-Id-Nr. DE 128 666 814