

11. Mai 2018

Pressemitteilung



NEU: PegContour Insole Waben-Weichbettungseinlegesohle

Raisting: Aus zwei mach eins! Die neue „Waben-Weichbettungseinlegesohle PegContour Insole“ zur vollflächigen Druckumverteilung sowie optional zur punktuellen Druckentlastung ist eine Kombination aus den bereits bestehenden DARCO Sohlen „PegAssist® Waben-Einlegesohle“ und „Relief Contour Insole Weichbettungseinlegesohle“.

Die PegContour Insole ist ein effektives, dreidimensionales Einlagensystem zur plantaren Druckumverteilung. Die einzeln herausnehmbaren Waben (Pegs) erlauben eine individuelle Anpassung - postoperativ oder bei akuter Wundversorgung. Eine dünne Schicht aus EVA (Sohlenboden) fixiert den bearbeiteten Bereich und verhindert ein Verrutschen der angrenzenden Waben. Die laterale und mediale Längswölbung sowie die proximale Querwölbung gewährleisten eine ideale Lastumverteilung. Der Druck wird bis zu 55 % reduziert.

Die Sohle ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich:

- > Runde Sohle mit schwarzen Waben für AllRound Shoe®
- > Eckige Sohle mit blauen Waben für MedSurg, MedSurg Pro® und Relief Dual®

Abdruck/Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

DARCO (Europe) GmbH

Martina Mayr | Marketing Manager

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany

Tel. +49 (0) 88 07.92 28-42 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-23

mmayr@darco.de



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco.de | www.darco.de

Geschäftsführer:
Johannes Hagenmeyer
Amtsgericht München | HRB 154693
USt-Id-Nr. DE 128 666 814