

29. Mai 2018

Pressemitteilung



SBi Frame und SBi W-Heel Unterschenkel-Fußorthesen

Raisting: Die neuen Unterschenkel-Fußorthesen SBi Frame und SBi W-Heel (mit offenem Fersenbereich) von DARCO sind aufgrund neuer Werkstoffe universeller einsetzbar, technisch raffinierter und bestechen durch modernes, funktionales Design.

Das leichte und atmungsaktive Obermaterial, welches sich durch seine spezielle Wabenstruktur optimal an den Fuß anlegt und Luftzirkulation zulässt, hat wenig Gewicht und ist zudem thermoverformbar. Die einzelnen autonomen Bauteile von Hartrahmen, Innenschuh und Sohle können innerhalb von Sekunden einfach zusammengesetzt werden und bieten so höchste Anwenderfreundlichkeit und Individualisierung. Dank des bewährten Safety-Lock Verschluss-Systems kann der Behandler die Kontrolle über den Heilungsverlauf sichern. Die gemäßigte Abrollung der Laufsohle ermöglicht eine Einflussnahme auf den Gangzyklus, um die Mobilisierung des Patienten entsprechend zu steuern.

Mit der SBi-Reihe beschreitet DARCO neue Wege bei der Stabilisierung des Fußes und in der Versorgung von Fersen- und Sehnenwunden. Die zwei neuen Unterschenkel-Fußorthesen stellen zusätzlich durch ihre handwerkliche Bearbeitung eine hervorragende Diabetesversorgung dar.

Abdruck/Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

DARCO (Europe) GmbH

Matthias Hain | Leiter Marketing

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany

Tel. +49 (0) 88 07.92 28-28 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-23

mhain@darco.de



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco.de | www.darco.de

Geschäftsführer:
Johannes Hagenmeyer
Amtsgericht München | HRB 154693
USt-Id-Nr. DE 128 666 814