

Therapiegerecht individuell anpassbar: Die DARCO Fersen-Freilagerung Body Armor® Heel Reliever
Raisting: Mit der neuen **Body Armor® Heel Reliever** Fersen-Freilagerung kommt ein neues Original DARCO Produkt auf den Markt. Therapiegerecht und individuell anpassbar, ist das neue Hilfsmittel ein elementarer Baustein im umfassenden DARCO Diabetes- und Wundversorgungskonzept. Ein Multitalent zur Prävention und Abheilung von Druckgeschwüren an der Ferse und bei diabetischem Fußsyndrom bzw. Dekubitus. Der **Body Armor® Heel Reliever** wurde speziell für Liegendpatienten entwickelt und zeichnet sich durch sehr einfaches Handling und ein variables Konzept mit überzeugenden Features aus.

Die Fersen-Freilagerung ist in einer Universalgröße erhältlich und kann dank des speziellen „Flexible-Flap-Design“ mit einem verlängerten Schienbeinflügel sowohl starke als auch schmale Waden (Wadenumfang von 25,0 – 54,0 cm) gleichermaßen versorgen. Das extra lange Wadenpolster verlagert Druck von der Ferse und beugt einer Hyperextension des Knies vor. Durch das besonders hohe Fußteil können auch große Füße vollflächig erfasst und einem Fallfuß entgegengewirkt werden. Das zusätzliche Schaumstoffpolster ist bearbeitbar und kann individuell auf viele Indikationen angepasst werden. Der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Positionierungskeil kann zur Vermeidung einer Hüftrotation eingesetzt werden. Zusätzlich verfügt der **Body Armor® Heel Reliever** über eine Fersenöffnung, welche die Ferse frei „schweben“ lässt und neben der visuellen Kontrolle der korrekten Freilagerung der Ferse auch der Luftzirkulation dient.

Je nach Indikation und Hauttyp kann zwischen einer genoppten und einer glatten Schaumstoffvariante gewählt werden. Besonderen Komfort bieten die weichen abgerundeten Kanten und Ecken sowie die glatte Unterseite, die ein Gleiten des Beines auf dem Bettlaken ermöglicht. Praktisch im medizinischen Alltag ist das am Produkt angebrachte Etikett. Darauf können Patientendaten vermerkt und die Gebrauchsanweisung unkompliziert per QR-Code abgerufen werden. Die Reinigung der Fersen-Freilagerung ist unkompliziert. Sie kann im mitgelieferten Wäschebeutel in der Maschine bei 60° gewaschen werden und kann dadurch an einem Patienten mehrfach angewendet werden.

Der **Body Armor® Heel Reliever** ist rechts sowie links tragbar und in einer Universalgröße (bis Schuhgröße 47) erhältlich. Wie viele andere DARCO Produkte hat auch der **Body Armor® Heel Reliever** eine Hilfsmittelnummer: 11.11.05.0002 (genoppt) und 11.11.05.0003 (glatt). MDR-Konformität ist selbstredend.

Abdruck / Veröffentlichung freigegeben.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

DARCO (Europe) GmbH
Alexandra Panizza | Senior International Marketing Manager
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 8807 9228-43 | Fax +49 8807 9228-23
apanizza@darco.de

