

15. November 2021

Pressemitteilung



Neu bei DARCO: PegContour® Insole Uni | Waben-Weichbettungseinlegesohle

Raisting: Das neueste Mitglied in der DARCO Sohlenfamilie ist ab sofort in allen DARCO Schuhen mit eckigem Brandsohlenschnitt anwendbar.

Die neue Waben-Weichbettungseinlegesohle PegContour® Insole Uni überzeugte bereits in dem offenen Verbandschuh Commodus Open® durch ihre Symmetrie sowie durch punktuelle Druckentlastung und vollflächige Druckumverteilung. Durch diese spezielle Bauweise ist sie universell rechts als auch links tragbar, was nicht nur in der Lagerhaltung einen enormen Vorteil darstellt. Das selbstformende PU-Material ermöglicht es, auf eine Längsgewölbestütze in der Sohlenkonstruktion zu verzichten ohne an Stabilität zu verlieren.

Ein weiterer großer Vorteil der neuen Sohle ist die Versorgung von Ulzerationen im Bereich der Fußlängswölbung, da der Vor- und Mittelfußbereich der PegContour® Insole Uni gleichbleibend plan ist. Die Versorgung im Rückfuß-Areal ist möglich, da die einzelnen Waben auch im Fersenbereich entnommen werden können.

Abdruck / Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

DARCO (Europe) GmbH
Martina Mayr | Marketing Manager
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 8807 9228-42 | Fax +49 8807 9228-22
mmayr@darco.de



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 8807 9228-0 | Fax +49 8807 9228-22
info@darco.de | www.darco.de

Geschäftsführer: Florian Hagenmeyer
Amtsgericht München | HRB 154693
USt-Id-Nr. DE 128 666 814