

Pressemitteilung

DARCO erweitert sein Orthesen-Sortiment: Die neue Body Armor® Vario Sprunggelenksorthese

DARCO präsentiert einen Neuzugang in seiner Orthesen- und Bandagen-Familie:
Die Body Armor® Vario Sprunggelenksorthese zur Behandlung von medialen und lateralen Sprunggelenkerkrankungen.

Neu ist hierbei das innovative Vario-Konzept: Bewährte Vorzüge der klassischen Zweischaalen-Orthese werden erstmals mit variablen Fersenpositionsplatten zur Fersen-Varus oder Fersen-Valgus Korrektur (2°/4°/6°) und Längswölbungselementen (hoch/mittel/niedrig) kombiniert. Dies ermöglicht eine individuelle und dem jeweiligen Heilungsverlauf angepasste Behandlung des Patienten im postoperativen und konservativen Bereich.

Die Body Armor® Vario zeichnet sich durch hohe Funktionalität und angenehmen Tragekomfort aus. Durch die anatomisch geformten seitlichen Stabilitätsschienen und das bewährte DARCO Y-closure system lässt sich der Fuß optimal und sicher in der Orthese positionieren. Um einen noch besseren Tragekomfort zu erzielen, empfehlen wir eine absorbierende hohe Socke zu tragen.

Durch die niedrige Profilhöhe kann die Orthese in jedem Schürschuh oder Freizeitschuh getragen werden. Die Kontrolle und der Austausch der variablen Elemente finden in Abstimmung mit dem Arzt oder Fachhandel statt.

Indikationen:

- > Schädigungen der Peroneal-Sehnen
- > Läsionen des lateralen Bandapparates
- > Innenbandläsion (Deltoid)
- > Tibialis posterior Sehnenverletzung oder -schwäche
- > nach Plattfuß-Rekonstruktion
- > nach Lapidus-Eingriffen

Die Body Armor® Vario Sprunggelenksorthese ist in einer Einheitsgröße für den rechten und linken Fuß erhältlich.

Abdruck/Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

DARCO (Europe) GmbH
Alexandra Panizza | Marketing
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-43 | Fax +49 (0) 88 07.92 28-23
apanizza@darco.de

